

Масажер для шиї Enchen JEEBACK G20

мал.

Посібник користувача

Попередження: Прочитайте та дотримуйтесь усіх наведених нижче вказівок, оскільки недотримання інструкцій може призвести до ураження електричним струмом або травмування людей.

Важливі вказівки з техніки безпеки!

Попередження: Прочитайте та дотримуйтесь усіх наведених нижче вказівок, інакше це може призвести до ураження електричним струмом або травмування людей.

- Завжди знімайте зарядний кабель, перед очищенням та використанням приладу.
- Ніколи не кидайте виріб у воду чи інші рідини.
- Якщо прилад випадково впав у воду під час заряджання, будь ласка, негайно від'єднайте зарядний пристрій і не торкайтеся виробу.
- Не використовуйте прилад під час водіння, прийняття ванни або душу.

Увага!

- Не використовуйте прилад у легкозаймистих і вибухонебезпечних місцях, таких як автозаправні станції та майстерні з пилом.
- Не використовуйте прилад у вологому, високотемпературному та електромагнітному середовищі.
- Цей продукт містить літій-іонну батарею, будь ласка, не розбирайте, не модифікуйте та не кидайте її у вогонь.
- Якщо виріб зламався або впав у воду, і він не працює належним чином, припиніть його використання.
- Користувачі, які не чутливі до джерел тепла або схильні до алергії на тепло, повинні використовувати нагрівальну трубку з обережністю.

- Користувачам із кардіостимуляторами, серцево-судинними захворюваннями та іншими медичними пристроями заборонено використовувати продукт.
- Не використовуйте даний прилад, якщо ваша шия травмована, запалена, або ви відчуває інший дискомфорт.
- Не використовуйте виріб біля рота, очей, голови, статевих органів і слуху
- Не використовуйте виріб разом з іншим медичним обладнанням або більше ніж з 2 продуктами одночасно.
- Якщо ви почуваетесь погано під час або після використання приладу, будь ласка, негайно припиніть використання цього приладу та зверніться до лікаря.
- Даний продукт є приладом для особистого використання і не може замінити професійне лікування та оздоровлення. Якщо у вас є будь-які запитання чи зауваження, будь ласка, зверніться за консультацією до використання.
- Даний прилад розроблений як продукт для домашнього догляду за здоров'ям і не призначений для медичної допомоги чи іншого комерційного використання.
- Перед використанням інструменту переконайтеся, що електродні подушечки щільно прилягають до шкіри.
- Перед використанням приладу причешіть волосся та зніміть металеві аксесуари, такі як намиста та годинники.
- Даний прилад не є водонепроникним.
- Не використовуйте насадку для гарячого компресу на одному місці протягом тривалого часу (більше 30 хвилин), щоб уникнути опіків .
- Не використовуйте даний прилад на одній і тій самій частині протягом тривалого часу, інакше масажна частина може знежирити та спричинити фізичний дискомфорт.

- У будь-якій з наступних ситуацій, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням приладом: Вагітні, хворі або зі слабким здоров'ям.
- Заборонено використовувати прилад в післяопераційний період відновлення.
- Заборонено використовувати прилад пацієнтам, які проходять курс лікування і відчувають себе ненормально. Пацієнтам з гіпертонічною хворобою, захворюваннями серця, атеросклерозом і церебральним тромбозом.
- Пацієнтам з високою температурою, злоякісними пухлинами та остеопорозом. Пацієнтам з інфекційними захворюваннями.
- Пацієнтам з шкірними сенсорними порушеннями або аномаліями шкіри
- Даний прилад не може замінити будь-яке медичне лікування.
- Щоб уникнути небезпеки, тримайте прилад у недоступному для дітей місці.
- Даний продукт не підходить для хворих людей та людей з обмеженими можливостями.

Знайомство з приладом

Портативний шийний масажер

Модель: G20

Мал

- Шийний масажер
- Пульт
- Зарядний кабель

Аксессуары

1	Шийний масажер	1 шт.
---	----------------	-------

2	Пульт	1 шт.
3	Посібник користувача	1 шт.
4	Зарядний кабель Type-C	1 шт.
5	Батарейки (Для пульта дистанційного керування)	1 шт.

Технічні характеристики

Найменування: Масажер для шиї

Модель:G20

Акумулятор: 3,7 В=1500 мАг

Номінальна потужність:6 Вт

Функції приладу

МАл

Світлові індикатори

Живлення вимкнено- білий світлодіод не світиться.

Живлення увімкнено- білий світлодіод світиться постійним світлом

Заряд батареї <20%- світиться червоний світлодіод

Блимаюче червоне світло- зарядка

Прилад заряджено- світиться білий світлодіод.

Пульт

Режим 1: Автоматичний (режим за замовчуванням)

Режим 2: Розминання

Режим 3: Циркуляційний

Режим 4: Акупунктурний

* Автоматичний режим: режим буде автоматично вмикатись кожні 15 секунд.

Установка батареї пульта дистанційного керування

Встановіть батарею позитивний полюсом вгору, як показано на малюнку праворуч.

"Натисніть кнопку Мал протягом 3 секунд, щоб вимкнути прилад.

Інтенсивність масажу

Масажер для шиї розроблено з 15 рівнями інтенсивності.

За замовчуванням встановлено найнижчий рівень інтенсивності.

Натисніть + або- щоб контролювати інтенсивність (збільшуйте інтенсивність поступово, щоб уникнути дискомфорту під час масажу).

Режим прогрівання

Коли прилад працює, натисніть МАЛ щоб увімкнути режим прогрівання.

Натисніть кнопку МАЛ, щоб вимкнути режим прогрівання.

Використання приладу

1. Off (вимкн.): натисніть МАЛ, щоб увімкнути прилад.
2. On(увімкн.): утримуйте МАЛ, щоб вимкнути прилад.
3. On(увімкн.): натисніть МАЛ, щоб налаштувати режим.
4. On(увімкн.): натисніть +, щоб посилити інтенсивність, натисніть -, щоб зменшити інтенсивність.
5. On(увімкн.): натисніть О/М двічі, щоб налаштувати рівні прогрівання.

В приладі встановлено 3 рівня режиму прогрівання: Низька температура -38°C, Середня температура 40°C. Висока температура 42C (Рівень за замовчуванням-низька температура).

6. On(увімкн.): якщо масажна головка не використовується більше 60 секунд, прилад автоматично вимкнеться.

Час роботи приладу

Коли масажер повністю заряджений:

* час роботи приладу на повній потужності з використанням всіх функцій приблизно 3-3,5 години;

*час роботи приладу приблизно від 16 до 18 годин, коли функцію прогріву вимкнено;

Щоб повністю зарядити прилад, знадобиться від 3,5 до 4 годин.

Функція автоматичного вимкнення через 15 хвилин

Прилад оснащено функцією автоматичного вимкнення через 15 хвилин, щоб уникнути надмірного використання приладу.

Увімкніть масажер для шиї

Мал.

Натисніть МАЛ.

Прилад почне працювати в режимі замовчування.

Натисніть МАЛ, щоб налаштувати режим масажу.

Двічі натисніть МАЛ, щоб налаштувати режим прогрівання.

Розташуйте масажер на шиї, як показано на малюнку

Мал.

Відрегулюйте масажер, доки три електродні пластини не торкнуться шкіри (перед використанням приладу зав'яжіть волосся, зніміть намисто та інші аксесуари, а після цього змочіть шкіру шиї водою, щоб отримати найкращі результати від).

Пульт

Он(увімкн.): Натисніть + або-, щоб налаштувати режим масажу, натисніть МАЛ , щоб налаштувати рівень прогрівання, натисніть МАЛ щоб вимкнути режим прогрівання, один раз натисніть МАЛ, щоб налаштувати режим, утримуйте кнопку МАЛ, щоб вимкнути прилад.

Використання застосунку Mijia

Мал.

Працює з застосунком mijia

Даний прилад сумісний з застосунком Mijia, і ним можна керувати безпосередньо через застосунок Mijia.

Встановіть додаток Міжіа

Мал.

Відскануйте QR-код або знайдіть «Міжіа» в магазині програм, завантажте та встановіть програму Міжіа APP. Після цього користувачі, які встановили застосунок Міжіа, зможуть керувати приладом через застосунок.

Як підключити пристрій до застосунку?

1. Відкрийте застосунок Міжіа APP і увійдіть в обліковий запис;
2. Натисніть «+» у верхньому правому куті головної сторінки APP, щоб перейти на сторінку «Додати пристрій»;

Мал

Мій дім

3. Натисніть МАЛ «у верхньому правому куті сторінки додавання пристрою, відскануйте QR-код продукту та дотримуйтеся вказівок на сторінці, щоб додати та використовувати пристрій.

Мал.

Додати пристрій

Примітки: якщо QR-код продукту не можна відсканувати, пристрій можна додати за допомогою пошуку за назвою продукту. У зв'язку з постійним оновленням застосунку Міжіа APP, дотримуйтеся інструкцій у поточній версії Міжіа APP.

Зарядка приладу

1. Червоний індикатор, який постійно світиться та голосова команда сповістить про низький рівень заряду, та необхідність зарядки масажера.
2. Натисніть і утримуйте МАЛ або кнопку МАЛ на пульті дистанційного керування, щоб вимкнути прилад. Світловий індикатор буде вимкнений.

3. Підключіть зарядний кабель Type-C до масажера для шиї. Пролунає голосова команда, і червоний індикатор засвітиться, вказуючи на те, що масажер знаходиться в стані зарядки
4. Повна зарядка приладу займає від 3,5 до 4 годин (світловий індикатор змінить блимаючий червоний на білий колір, що означає, що масажер повністю заряджено)

Зберігання та очищення приладу

1. Вимкніть виріб і вийміть зарядний кабель.
2. Зберігайте масажер і всі аксесуари в упаковці або в безпечному, сухому та прохолодному місці.
3. Не обмотуйте USB-кабель зарядки навколо масажера.
4. Уникайте торкання масажером гострих предметів, щоб не подряпати та не проткнути поверхню тканини масажера.
5. Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте масажер самостійно.

Очищення та технічне обслуговування

1. Вимкніть виріб і вийміть зарядний кабель.
2. Очистіть поверхню м'якою вологою тканиною.
3. Ніколи не мийте виріб під проточною водою та іншими рідинами.
4. Не використовуйте очисники, розчинники, бензин та інші хімічні речовини.
5. Не зберігайте прилад у місцях з високою температурою, вологістю або під прямими сонячними променями.

Усунення несправностей

Проблема	Причина	Вирішення
Прилад не працює.	1. Низький заряд акумулятора	1. Зарядіть прилад 2. Відєднайте

	2. Прилад знаходиться на зарядці.	зарядний кабель.
Білий світлодіод, який свідчить про повну зарядку приладу не світиться після 6 годин заряджання.	Низька напруга в мережі.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Під'єднайте зарядний пристрій до іншого джерела живлення, наприклад до комп'ютера. 2. Зарядний кабель пошкоджено, замініть його на новий.
Прилад автоматично вимикається під час використання приладу	<ol style="list-style-type: none"> 1. Автоматичне вимкнення через 15 хв. використання приладу 2. Низький Заряд акумулятора 3. Прилад не використовується більш ніж 1 хв. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перезапустіть прилад. 2. Зарядіть прилад. 3. Дотримуйтеся інструкцій з використання приладу.
Масаж непродуктивний	1. Низька інтенсивність масажу	1. Збільшіть інтенсивність масажу

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Неправильне використання масажеру 3. Занадто суха шкіра 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Використовуйте масажер правильно, так щоб масажна головка торкалась шкіри 3. Змочіть шкіру водою та знову почніть сеанс масажу.
<p>Почервоніння шкіри та біль під час масажу.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Занадто довгий час масажу 2. Інтенсивність масажу занадто висока 3. Масажна головка недостатньо щільно прилягає до шкіри 4. Занадто суха шкіра 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сеанс масажу не повинен перевищувати більше 30 хв. 2. Знизьте інтенсивність масажу. 3. Використовуйте масажер правильно, так щоб масажна головка торкалась шкіри. 4. Змочіть шкіру водою та знову почніть сеанс масажу.

--	--	--

Охорона навколишнього середовища

Вбудована акумуляторна батарея може містити забруднювачі навколишнього середовища. Перш ніж викинути виріб, обов'язково вийміть батарею або відправте виріб до офіційно призначеного центру переробки для утилізації батареї.

Ви також можете відправити продукт до відділу переробки, призначеного Компанією, і відділ технічного обслуговування утилізує та переробить батарею.

Гарантійний талон

Протягом періоду дії трьох гарантій ви можете безкоштовно користуватися послугами повернення, заміни та ремонту приладу відповідно до цього положення.

Негарантійна політика

Пошкодження, спричинені неправильним використанням, обслуговуванням або збереженням приладу зазначених в інструкції.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва продукту	Масажер для шиї
Дата покупки	ДАТА МІСЯЦЬ РІК
Адреса клієнта	
Назва магазину	

Гарантійний термін	1 рік з моменту покупки
--------------------	-------------------------

Shanghai Jeeback Smart Sci-Tech Co., Ltd. Адреса: кімната 101, будівля 3,
320 Donglan Road, Minhang District, Shanghai