



MICROCURRENT SKIN SCRUBBER & BLACKHEAD REMOVER | 9 IN 1



Skin Scan & Personal Routine Guide



SmartSonic Pulsation Technology



MicroCurrent Face-lift Technology



Youthful Glow Massage Technology



ION- Deep Nurturing Technology



ION+ Ultra Hygienic Deep Cleansing



Red Light Active Regeneration Technology



Pore-Opening Deep Warming Technology



Dry and Dead Cell Removing Technology

Попрощайся
з мертвими
клітинами шкіри



**Create your personal
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



ПЕРШІ КРОКИ

КРОК 1

Переконайся, що пристрій сухий, перш ніж увімкнути технологію MicroCurrent Face-Lift Technology.

КРОК 2

Завжди використовуй наш спеціально розроблений гель Hydrating MicroCurrent Gel для посилення ефекту від сеансу.

КРОК 3

Очищуй свій пристрій засобом для очищення пристроїв GESKE після кожного використання.



Звукові пульсації

Заспокой і розслаб шкіру



ION+ Technology

Глибоке очищення



ION- Technology

Глибоке зволоження



Червоне світлодіодне світло

Антивіковий догляд за шкірою



Мікрострум

Миттєва підтяжка обличчя



Глибоке зігрівання

Розкриття пор

ОПАНУЙ ПЕРШІ КРОКИ

Кілька передових технологій в одному пристрої: SmartAppGuided™ MicroCurrent SkinScrubber і Blackhead Remover | 9 в 1 — ідеальний пристрій для чистої шкіри, що сяє.



ВІДЛУЩУЙ, ПІДТЯГУЙ АБО ЗВОЛОЖУЙ

ПІДГОТУЙСЯ

Ретельно очисти шкіру обличчя і нанеси наш спеціально розроблений гель Hydrating MicroCurrent Gel. Щоб вимкнути пристрій, утримуй кнопку живлення 2 секунди.

ВІДЛУЩУВАННЯ

Перемикай режими за допомогою кнопки живлення. Загоряння світлодіодних індикаторів «Відлущування» і «Сонечко» означає, що технології Ion+ Deep Cleansing і Pore-Opening Deep Warming активовано.

ПІДТЯГНЕННЯ

Перемикай режими за допомогою кнопки живлення. Загоряння світлодіодних індикаторів «Блискавка» та «Сонечко» означає, що технології MicroCurrent Face-Lift і Pore-Opening Deep Warming активовано.

ЗВОЛОЖЕННЯ

Перемикай режими за допомогою кнопки живлення. Загоряння світлодіодних індикаторів «Зволоження» і «Сонечко» означає, що технології ION- Deep Nurturing і Pore-Opening Deep Warming активовано.



ЕТАПИ СЕАНСУ

ПОЛОЖЕННЯ

Тримай пристрій так, щоб спрямувати світлодіоди у напрямку від себе, а шпатель розмісти під кутом 30 градусів.

SCRUB

Проведи пристрій від підборіддя до губ. Перейди до ділянки носа. Проведи пристроєм угору вздовж носа та біля нього. Потім проведи пристроєм від підборіддя вгору до вилиці. Повтори на іншому боці обличчя.

ОЖИВЛЕННЯ

Dry and Dead Cell Removing Technology діє на глибоких рівнях шкіри, видаляє бруд і закупорення з пор, а Microcurrent Face-Lift Technology стимулює м'язи шкіри, підтягує і розгладжує дрібні зморшки.

ЗАВЕРШИ СЕАНС

Вимкни пристрій, утримуючи кнопку живлення 2 секунди, і промий його м'яким милом і водою. Після кожного використання очищуй пристрій спеціальним засобом GESKE.

Створи власний план догляду за шкірою

і завантаж наш застосунок GESKE



Найсучасніший застосунок



Відеосупровід з інструкціями



Сканування шкіри на основі 3D



Експертні поради



Персоналізований посібник



Винагороди у застосунку



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ. ПРОЧИТАЙ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

Перед першим використанням прочитай інформацію щодо безпеки. Зберігай обидві інструкції з використання.

Короткий огляд продукту

Твій продукт — багатофункціональний мікрострумовий Skin Scrubber. Його можна безпечно використовувати 1 раз на тиждень, максимум — двічі на тиждень, але не частіше одного разу на день. Не використовуй пристрій частіше. Для максимальної безпеки та ідеального результату завжди дотримуйся персоналізованого плану по догляду за шкірою, створеного застосунком GESKE.

ПРИМІТКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням пристрою повністю ознайомся з цією Інформацією щодо безпеки та Посібником із використання продукту. Обов'язково збережи копії обох документів, адже в них містяться важливі інформації щодо безпечного використання та вимоги до технічної та юридичної інформації. Пристрій є продуктом для догляду за шкірою для дорослих і не є медичним приладом чи продуктом, що має медичні або інші цілющі властивості. Завжди використовуй пристрій, чітко дотримуючись персоналізованих рекомендацій із використання, наданих у застосунку GESKE Beauty.

Передбачуване використання

MicroCurrent Skin Scrubber і Blackhead Remover від Geske та Hello Kitty — це безрецептурні пристрої для домашнього використання, що призначені для:

- Ультразвукового очищення обличчя від чорних цятко, забруднень і мертвих клітин шкіри
- Стимуляції шкіри обличчя технологією MicroCurrent
- Полегшеного поглинання продуктів по догляду за шкірою

Технічні характеристики

Матеріали: силікон, АБС, полікарбонат, нержавіюча сталь, мідь | **Температура зберігання:** від -5 до +60 °C/від 23 до 140 °F | **Акумулятор:** літій-іонний, 3,7 В | **Ємність акумулятора:** 700 мАг | **Максимальний зарядний струм:** 350 мА | **Зарядна напруга:** 5 В | **Тривалість заряджання:** прибл. 3,5 години | **Час роботи** залежить від активованих технологій та інтенсивності. | **Інтерфейс:** USB | **Програми:** Вібрація: 1 рівень інтенсивності, ION Technology, MicroCurrent: 1 рівень інтенсивності, світлодіодна технологія: 1 колір

Продукт не придатний для використання за таких умов:

Якщо тобі імплантовано медичний або інший електронний пристрій на кшталт кардіостимулятора після лазерного лікування, хімічного пілінгу чи косметичної операції на обличчі.

У наступних випадках обов'язково проконсультуйся з лікарем щодо того, чи підходить продукт для використання саме тобі:

Якщо ти маєш захворювання серця, а також у разі вагітності. Безпеку застосування під час вагітності не встановлено.

Додаткова інформація щодо використання:

Продукт може випромінювати інтенсивне світло, тому уникай використання його у напрямку відкритого ока чи біля ока. Використовувати MicroCurrent Face-Lift Technology можна, тільки коли продукт повністю висохне. Обов'язково використовуй Hydrating MicroCurrent Gel від GESKE під час сеансів Microcurrent Face-Lift Technology. Не використовуй функцію мікроструму в зоні грудей, навколо очей, в області середньої лінії шиї, в області геніталій/паху, на червоній та запаленій шкірі, над родимками та розширеними кровоносними судинами. Немає даних про довгострокові ефекти мікроструму. У результаті стимуляції зорового нерва під час використання може спостерігатися миготливе світло. Якщо воно не зникне, коли ти не використовувеш продукт, звернися до лікаря. Під час застосування може виникнути легке почуття пінгування. Пониж інтенсивність мікроструму, щоб зменшити або усунути пінгування. Під час використання пристрою електронні пристрої моніторингу можуть не працювати як належить. Заборонено використовувати продукт під час керування автомобілем або роботи з важкою технікою. Не вставляй гострі предмети в отвори продукту. Продукт можна використовувати лише з безпечним адаптером наднизької напруги (SELV). Для заряджання пристрою рекомендуємо використовувати стандартні блоки живлення IEC60335. Не використовуй продукт на подразненій чи травмованій шкірі або відкритих ранах (після будь-яких травм), за наявності бактеріальних або вірусних інфекцій шкіри (як у зоні використання, так і в інших місцях). Цей продукт не призначено для лікування недоліків або захворювань шкіри. Якщо у тебе є недоліки або захворювання шкіри, проконсультуйся з дерматологом перед використанням цього продукту. Не використовуй продукт, якщо він 1) нетипово теплий; 2) механічно пошкоджений або деформований; 3) змінив колір. Якщо під час використання виникне біль та/або дискомфорт, припини використання та звернися до лікаря. Зона навколо очей є дуже чутливою. Опрацювай її з особливою обережністю та уникай будь-якого контакту продукту з повіками або самими очима. Використовуй продукт лише відповідно до рекомендацій, що надані у твоєму персоналізованому плані по догляду. З міркувань гігієни рекомендуємо не ділитися своїм продуктом з іншими людьми. Продукт призначений для косметологічного догляду за обличчям, шиєю та декольте. GESKE не несе відповідальності за шкоду, спричинену використанням продукту на інших ділянках тіла, неправильним використанням, підключенням до невідповідних джерел напруги, забрудненням провідної рідини чи кульком. Перед кожним заряджанням перевірай, чи вилика та розетка повністю сухі. Якщо вони не сухі, можливе ураження електричним струмом, виникнення короткого замикання або пожежі. Заборонено використовувати продукт, коли він підключений до розетки.

Попередження

Ризик ураження у разі неправильного використання!

Використовуй продукт лише так, як описано у Короткому посібнику та відеоінструкціях. Якщо у тебе залишилися запитання, зв'яжися з нашою службою підтримки за адресою support@geske.com.

Ризик ураження у разі пожежі/займання!

Не гаси продукт водою. Не кидай продукт у вогонь.

Ризик ураження у разі несправності акумуляторів!

Неналежне поводження з акумуляторами може спричинити неконтрольовану екзотермічну реакцію. У такому випадку негайно утилізуй продукт повністю належним чином.

Ризик травмування дітей!

Зберігай продукт у недоступному для дітей місці.

Ризик ураження електричним струмом!

Рідина може пошкодити схему заряджання та становити загрозу для твого здоров'я. Під час очищення відієднуй продукт від зарядного кабелю/мережі.

Ризик ураження магнітними полями!

Магнітні поля можуть чинити вплив на механічні та електронні компоненти, наприклад, на кардіостимулятори. Не використовуй продукт у зоні безпосередньо над кардіостимулятором. **За додатковою інформацією звернися до свого лікаря. Не розташовуй** картки з магнітними смугами (як-от кредитні картки) поблизу продукту, оскільки магніти, що входять до складу продукту, можуть їх пошкодити.

Ризик пошкодження через зміну температури навколишнього середовища!

Зміна температури навколишнього середовища (як-от після транспортування) може призвести до утворення конденсату. У цьому випадку не використовуй продукт, доки він не адаптується до нової температури навколишнього середовища. Ніколи не піддавай продукт впливу прямих сонячних променів, надмірного тепла чи гарячої води.

Використання є безпечним за температури навколишнього середовища 50°C/122°F.

Ризик пошкодження через занадто тривале заряджання!

Після кожного процесу заряджання від'єднуй зарядний кабель від мережі.

Заряджання є безпечним за температури навколишнього середовища до 45°C/113°F.

Інформація про утилізацію пристрою та утилізацію відходів виробництва електричного та електронного обладнання (WEEE). Цей електроприлад вперше був випущений після 13 серпня 2005 року. Відповідно до європейської Директиви WEEE та національних норм електроприлади та електронні частини, що входять до комплексу постачання, заборонено утилізувати разом із побутовими відходами. Після закінчення терміну експлуатації продукт необхідно утилізувати в муніципальному пункті збору, щоб забезпечити екологічно безпечну утилізацію.

Примітки щодо батарей/акумуляторів

Використання є безпечним за температури навколишнього середовища 50°C/122°F.

Ризик пошкодження через занадто тривале заряджання!

Після кожного процесу заряджання від'єднуй зарядний кабель від мережі.

Заряджання є безпечним за температури навколишнього середовища до 45°C/113°F.



Інформація про утилізацію пристрою та утилізацію відходів виробництва електричного та електронного обладнання (WEEE). Цей електроприлад вперше був випущений після 13 серпня 2005 року. Відповідно до європейської Директиви WEEE та національних норм електроприлади та електронні частини, що входять до комплексу постачання, заборонено утилізувати разом із побутовими відходами. Після закінчення терміну експлуатації продукт необхідно утилізувати в муніципальному пункті збору, щоб забезпечити екологічно безпечну утилізацію.

Примітки щодо батарей/акумуляторів

У контексті розповсюдження батарей та акумуляторів, відповідно до європейських норм, ми зобов'язані інформувати тебе, споживача, про наступне: Споживач є юридично зобов'язаним повернути батареї та акумулятори. Після використання ти можеш повернути їх нам, віднести їх до муніципального пункту збору чи безкоштовно доставити їх місцевому дилеру. Батареї та акумулятори маркують таким чином:



Ці символи означають, що ти, як споживач, не можеш утилізувати батареї та акумулятори разом із побутовими відходами. Батареї та акумулятори, що містять шкідливі речовини, позначають одним із цих символів. Символ складається з перекресленого контейнера для відходів на колесах і хімічного символу важкого металу, який є основним забруднювачем. Якщо детально, вищезазначені символи означають: Pb = акумулятор містить свинець, Cd = акумулятор містить кадмій, Hg = акумулятор містить ртуть.

Примітки щодо літєвих батарей/акумуляторів

Ти можеш розпізнати літєві батареї та літєві акумулятори за наявністю хімічного символу Li⁺. Окрім наведеної вище інформації, ми також хотіли б зазначити наступне: Для утилізації літєвих батарей чи акумуляторів, повернення їх нам, доставки їх до муніципального пункту збору або задоці до місцевих роздрібних дилерів чи державних компаній з утилізації відходів, переконайся, що вони повністю розряджені. Ми також просимо тебе закрити контактні поверхні батарей, позначені як «+» і «-» липкою стрічкою, щоб запобігти ризику їх займання.



Товариство GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, щим заявляє, що всі електронні пристрої відповідають чинним умовам відповідних європейських директив 2014/30/ЄС та 2011/65/ЄС.

Обмеження відповідальності

Товариство GESKE Beauty Tech GmbH та/або його роздрібні продавці несуть відповідальність за збитки, спричинені навмисною чи грубою недбалістю товариства GESKE Beauty Tech GmbH, його представника чи довіреного агента, відповідно до законодавчих директив. За винятком випадків заподіяння шкоди життю, кінцівкам чи здоров'ю, а також порушення суттєвих договірних зобов'язань (основних зобов'язань), товариство GESKE Beauty Tech GmbH та/або його роздрібні торговці несуть відповідальність лише за збитки, які можуть бути спричинені навмисною чи грубою недбалістю. Це також стосується непрямих збитків, зокрема втраченої вигоди. Більше того, відповідальність перед споживачами внаслідок прийнятої гарантії, за винятком випадків навмисної чи грубої недбалості, або у випадку заподіяння шкоди життю, кінцівкам чи здоров'ю та порушення суттєвих договірних зобов'язань (основних зобов'язань), обмежується типовими, передбачуваними збитками на момент укладення договору, а також рівнем середніх збитків, характерних для цього договору. Це також стосується непрямих збитків, зокрема втраченої вигоди. Стосовно компаній, за винятком випадків заподіяння шкоди життю, кінцівкам чи здоров'ю або навмисної чи грубої недбалості з боку товариства GESKE Beauty Tech GmbH та/або його роздрібних продавців, відповідальність обмежується типовими, передбачуваними збитками на момент укладення договору, а також рівнем середніх збитків, характерних для цього договору. Це також стосується непрямих збитків, зокрема втраченої вигоди. Товариство не несе відповідальності за збитки, спричинені: недотриманням вимог цього посібника/неналежним використанням/несанкціонованими модифікаціями/технічними модифікаціями/використанням незатверджених запасних частин/використанням незатверджених аксесуарів. Претензії щодо відповідальності згідно з законодавством Німеччини про відповідальність за якість продукції залишаються незмінними.