



Модель: MGBK-2606H



Інструкція з експлуатації Масажер (накидка) (Торгівельна назва: Naipo Neck & Back Massager)

Важлива інструкція з безпеки

Під час використання продукту слід завжди дотримуватися всіх інструкцій і основних запобіжних заходів, включаючи наступне:

НЕБЕЗПЕКА

Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом:

Завжди від'єднуйте цей виріб від електричної розетки одразу після використання та перед чищенням.

УВАГА

Щоб зменшити ризик опіків, пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей:

1. Виріб ніколи не можна залишати без нагляду, коли він підключений до мережі. Від'єднуйте вилку від розетки, коли він не використовується, а також перед тим, як одягати або знімати частини.
2. Не застосовуйте під ковдрою чи подушкою. Надмірне нагрівання може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або травмування людей.
3. Не переносьте цей виріб за шнур живлення та не використовуйте шнур як ручку.
4. Ніколи не використовуйте виріб із заблокованими вентиляційними отворами. Очищайте повітряні отвори від ворсинок, волосся тощо.
5. Не кидайте та не вставляйте предмети в будь-які отвори.
6. Не використовуйте на вулиці.
7. Не застосовуйте там, де використовуються аерозолі (розпилювачі) або де подається кисень.
8. Щоб від'єднати, вимкніть усі елементи керування та вийміть вилку з розетки.
9. Необхідний ретельний нагляд, коли цей прилад використовується дітьми, інвалідами або особами з обмеженими можливостями або поблизу них, щоб переконатися, що вони не користуються ним неправильно.
10. Тримайте шнур подалі від нагрітої поверхні, інакше це може призвести до серйозних опіків. Не використовуйте на нечутливих ділянках шкіри або за наявності поганого кровообігу.
11. Прилад має нагріту поверхню. Особи, нечутливі до тепла, повинні бути обережними під час використання приладу.
12. Прилад має забезпечуватись лише безпечною наднизькою напругою, що відповідає маркуванню на приладі.
13. Прилад можна використовувати лише з блоком живлення, що входить до комплекту постачання приладу.
14. Цей прилад не призначений для використання особами (в т.ч. діти) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або особи без досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.
15. Особливу увагу слід приділяти компонентам, які найбільш схильні до зносу, і рекомендується негайно замінити дефектні компоненти та/або не використовувати обладнання до ремонту.
16. Використовуйте цей прилад лише за призначенням, як описано в цьому посібнику.
17. Ніколи не використовуйте цей прилад, якщо він має пошкоджений шнур або вилку, якщо він не працює належним чином, якщо його впустили або пошкодили, або якщо він упав у воду. Поверніть прилад до сервісного центру для перевірки та ремонту.

Пристрій не можна використовувати в комерційних або медичних цілях. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням продукту.

Використовувати тільки в закритих приміщеннях!

Не використовуйте пристрій у вологих приміщеннях (наприклад, під час купання або душу).

- Не прати!
- Не піддавайте хімічності!

- Після використання цього продукту протягом 15 хвилин, відпочиньте протягом 30 хвилин, потім використовуйте знову.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Вступ:

Дякуємо, що придбали масажер-накидку. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та зберігайте його в надійному місці для використання в майбутньому.

У комплекті:

- 1 × Повний масажер шию для спини
- 1 × Адаптер живлення
- 1 × автомобільний адаптер
- 1 × посібник користувача.

Технічні характеристики продукту:

Назва продукту: Naipo Neck & Back Massager

Розміри (мм): 450 Д × 400 Ш × 700 В

Вага: 2,9 кг

Вихід: 12В --- 2А постійного струму

Матеріал корпусу: поліуретан, нейлон, поліестер, латекс, смоли

Вихідний кабель і аксесуари: кабель 1,8 м, адаптер живлення та автомобільний адаптер

Опис продукту:

Масажер Naipo Neck & Back Massager має дві пари обертових масажних вузлів, які імітують натиск і розминання під час масажу шию.

Оновлені 3D-масажні вузли розроблені для кращого націлювання на акупунктурні точки на вашій спині та відповідності контурам вашого тіла.

Масажні вузли рухаються по всій спині, надаючи потужний і інтенсивний масаж, який імітує масаж справжнього масажиста. Заспокійливе тепло забезпечує комфортне полегшення для м'язів і суглобів.

Підбадьорливий масаж спини шию: насолоджуйтесь комфортним розминаючим масажем і налаштуйте масаж відповідно до своїх потреб. Нові та покращені 3D-масажні вузли: 3D-масажні вузли забезпечують оптимальний тиск на акупунктурні точки на вашому тілі для більш ефективного та підбадьорливого масажу. Заспокійливе тепло: додаткове тепло знімає м'язовий стрес.

Вібрація сидіння: вібрація з регульованою інтенсивністю допомагає вам освіжитися.

Селектор таймера: виберіть час масажу з 3 налаштувань - 5, 10 або 15 хвилин. Автоматично вимикається через 15 хвилин безперервного використання.

Простий у використанні контролер: легко налаштуйте свій масаж відповідно до своїх уподобань.

Універсальний і портативний: перетворите свій диван або сидіння на масажне крісло.

Використання вдома, в офісі чи автомобілі: ремені на спині допомагають надійно закріпити масажер на більшості стільців або автомобільних сидінь.

Зверніть увагу: під час руху масажер можна використовувати на пасажирських сидіннях, але ні в якому разі на сидінні водія.

Утилізація і переробка



Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:

Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів.

Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Юридичні примітки

Весь наведений вище вміст не містить жодних заяв про лікування. Для діагностики та лікування захворювання необхідна допомога лікаря або терапевта. Найпо не обіцяє, що продукт має якийсь лікувальний ефект.

Інформація про гарантію

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталятора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС».

Актуальні сервісні центри за посиланням: <https://service.ctrс.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
№ПП	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис, МП
1.				
2.				

Виробник: Aukey International Limited (Аукі Інтернешенел Лтд).

Адреса: № 102, будинок Р09, південне місто Китаю, місто Пінху, район Лунган, Шеньчжень, Гуандун, КНР.

Імпортер вказаний на упаковці.