

NAIPO

Інструкція з експлуатації

oCuddle_M Plus



Масажер для плечей та шиї (Модель: oCuddle-P1)



НЕБЕЗПЕКА!

Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, опіків, пожежі тощо:

- Завжди відключайте цей виріб від електричної розетки відразу після використання та очищення від запотівання.
- Будь ласка, не розбирайте виріб самостійно.
- Не кладіть під ковдру чи подушку і забезпечте нормальне тепловідведення, інакше масажер може перегрітися, що може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травми.
- Не вимикайте вилку, потягнувши за шнур живлення, щоб запобігти пошкодженню.
- Використовуйте цей виріб лише з наданим блоком живлення та лише з напругою, зазначеною на етикетці.
- Не працюйте в місцях, де використовуються корозійні продукти або де подається кисень.
- Не використовуйте в приміщеннях з високою вологістю (наприклад, у ванній кімнаті) або де висока температура, що може призвести до ураження електричним струмом або інших небезпек.
- Коли в автомобілі буде висока температура, будь ласка, не кладіть виріб у нього.
- Не використовуйте на відкритому повітрі.

Увага - уважно прочитайте всі інструкції перед використанням продукту: Цей продукт є виробом для особистого масажу, а не медичним інструментом, і його не можна використовувати для інших комерційних заходів.

Використовуйте цей продукт лише за цільовим призначенням, як зазначено в цьому посібнику. Будь ласка, вимкніть живлення, коли виріб не використовується. Виріб ніколи не слід залишати без нагляду, коли він підключений до розетки. Від'єднуйте вилку від розетки, коли не використовується. Виріб оснащено функцією нагріву. Людям, нечутливим до тепла, слід бути обережними під час використання. Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь, щоб не отримати серйозні опіки. Будь ласка, зверніть особливу увагу на компоненти з високим рівнем зносу, такі як масажні головки. Негайно замініть дефектні компоненти та/або не використовуйте виріб до ремонту. Не використовуйте виріб, якщо він має пошкоджений шнур або штекер, якщо він не працює нормально, якщо він впав або пошкоджений, або якщо він упав у воду. Негайно припиніть використання продукту, якщо ви відчуваєте дискомфорт або біль під час використання. Припиніть використання продукту, якщо він не працює належним

чином. Не використовуйте виріб під час водіння та дотримуйтесь правил безпеки водіння. Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з відсутністю досвіду та знань, якщо вони надали нагляд або інструктаж щодо використання приладу безпечним способом і розуміють, що небезпеки. Діти не повинні грати з приладом. Очищення та обслуговування пристрою не повинно здійснюватися дітьми без нагляду. Якщо у вас є будь-який з наведених нижче станів, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього продукту: Люди з фізичними вадами. Тим, хто має хронічні захворювання. Ті, хто вагітні. Ті, у кого менструація. Ті, хто має фізіологічні проблеми. Люди з кардіостимуляторами або занепокоєнні про своє здоров'я.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Як користуватись

- Розмістіть виріб на бажаному місці.
- Тривале натискання (2 секунди) на кнопку «Включення», щоб запустити продукт. Нагрів і ролики автоматично вмикаються. Таймер становить 15 хвилин.
- Натисніть кнопку нагрівання, щоб переключитися між 2 рівнями (Високий / Низький) і УВІМКНЕНО ВИМКНЕНО.
- Натисніть кнопку налаштування напряму масажу, щоб змінити напрямок масажу.

- Натисніть кнопку регулювання швидкості, щоб вибрати один із 3х рівнів швидкості масажу (Низький / Середній / Високий).
- Натисніть кнопку живлення, щоб зупинити масаж у будь-який момент.

Площа масажу :

Шия
Плечі
Спина
Поперек



Зарядка

- * Індикатор загоряється червоним, коли в пристрої розряджений акумулятор. Коли батарея розряджена, підключіть її і зарядіть.
- * вставте циліндричний кінець зарядного пристрою в роз'єм для зарядки пристрою і підключіть адаптер до розетки електроживлення.
- * Повний цикл зарядки займає приблизно 4 години. Під час зарядки індикатор блимає червоним і стає зеленим, коли пристрій заряджено повністю
- * При підключенні до джерела живлення автоматично заряджається, якщо батарея розряджена.
- * Пристрій використовується безперервно протягом 60 хвилин в повністю зарядженому стані

Пульт

Червоний індикатор - низький заряд

Зелений індикатор - повний заряд

Під час зарядження червоний індикатор



Включення/виключення
Напрямок Масажу
Нагрівання(більше/менше/викл.)
Швидкість масажу (низька, середня, висока)

ОЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Щоб уникнути пошкодження і знебарвлення не чистіть виріб агресивними миючими засобами. Не пишіть на виробі і не протикайте його гострими кінчиками ручки/олівця. Перед чищенням переконайтеся, що пристрій вимкнено і що адаптер вимкнено з розетки. Очистіть сухою тканиною. Тканинний чохол знімається для чищення. Цей виріб очищайте і зберігайте в безпечному місці. Утримуйте виріб далеко від середовищ з високою вологістю і температурою.

Торгівельна назва продукту	NAIPO oCuddle Plus Shiatsu Rechargeable Massager
Модель	oCuddle- P1
Вага	1,8 кг
Розміри	430*150*200мм
Батарея	2200мАг
Вхід	14В=1.7А
Потужність	23.8 Вт

НЕСПРАВНОСТІ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- * якщо продукт не може бути запущений:(1) Повна зарядка пристрою, яка займає 4 години.
- * якщо продукт використовується для зарядки:(1) знову підключіть зарядний пристрій до порту живлення; (2) спробуйте використовувати іншу розетку живлення.

* якщо пристрій зупиниться під час використання: (1) автоматичний таймер відключений; (2) він зупинився через надлишковий тиск. Дайте йому відпочити перед перезапуском.

* якщо виріб виглядає пошкодженим: (1) не продовжуйте використовувати. Зверніться за допомогою до дилера або технічного персоналу, який має досвід технічного обслуговування. Примітка: не розбирайте і не модифікуйте виріб самостійно.

NAIPO не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим розбиранням або модифікацією продукту. Ця дія може піддати користувача небезпеки і / або привести до непридатності продукту. Будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів NAIPO для отримання додаткової допомоги.

NAIPO не зможе відшкодувати витрати, збитки або ремонт, понесені в результаті, через або :

* Гарантійний термін закінчився.

* Несанкціоновані дії, такі як: ремонт виробу, неправильне використання, зловживання, модифікація, демонтаж і т. д.

* Штучне або випадкове пошкодження.

* Пошкоджена внутрішня і зовнішня упаковка або відсутні приналежності.

* Збиток, заподіяний форс-мажорними обставинами.



Інформація про утилізацію та переробку відходів електронного та електричного обладнання.

Адаптер живлення вважається відпрацьованим електричним та електронним обладнанням, яке не слід змішувати з несорттованими побутовими відходами. Натомість, ви повинні захищати здоров'я людей та навколишнє середовище, передаючи своє відпрацьоване обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевою владою.

Юридичні примітки

Весь наведений вище вміст не містить жодних заяв про лікування. Для діагностики та лікування захворювання необхідна допомога лікаря або терапевта. Найпо не обіцяє, що продукт має якийсь лікувальний ефект.

Інформація про гарантію

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені,

що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інстальатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС».

Актуальні сервісні центри за посиланням: <https://service.ctrс.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
№ПП	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис, МП
1.				
2.				
3.				

Виробник: "Аукі Інтернешенел Лтд", № 102, будинок Р09, південне місто Китаю, місто Пінху, район Лунган, Шеньчжень, Гуандун, КНР

Імпортер вказаний на упаковці.