

# PHILIPS

## sonicare

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

A3 Premium All-in-One

4 шт. в упаковке

Стандартный размер

Сменные

Поддержка BrushSync



HX9094/11



## Одна чистящая насадка для комплексного ухода Оптимальный результат чистки

Чистящая насадка A3 Premium All-in-One — это все, что вам нужно для отбеливания зубов\*\*\*, избавления от налета и ухода за деснами. Она удаляет до 20 раз больше налета\*, до 100 % больше потемнений\*\* и делает десны до 15 раз более здоровыми всего за 6 недель\*\*

### Создано для вас

- Создано для вас с помощью экспертов
- Форма щетинок повторяет особенности прикуса

### Максимально интуитивная


- Сменная насадка обеспечит оптимальный результат чистки
- Сменная насадка для простой и быстрой замены

### Эффективность премиум-класса

- В 20 раз более эффективное удаление налета даже в труднодоступных местах\*
- Устраняйте до 100 % больше потемнений всего за два дня\*\*\*
- Состояние десен в 15 раз лучше всего за 6 недель\*\*
- Ультразвуковая чистка зубов: мастер-класс по эффективной чистке

## Основные особенности

### Щетинки под углом



Оцените наше самое эффективное удаление налета\*\*\*\* вне зависимости от вашего стиля чистки. Щетинки на чистящей насадке Premium All-in-One расположены под идеальным углом и обеспечивают максимально эффективное удаление налета.

### Скругленная форма



Изогнутый дизайн обеспечивает эффективную чистку даже труднодоступных участков. После тщательных исследований нам удалось создать устройство для исключительного комплексного ухода за здоровьем полости рта.

### Кончики треугольной формы



Бережно устраняйте потемнения благодаря кончикам треугольной формы, предназначенным для их более эффективного удаления. Эта форма обеспечивает больше контакта с поверхностью зубов для эффективного избавления от потемнений.

### Более длинные щетинки



Боковые щетинки чистящей насадки обеспечивают бережную чистку линии десен даже при акценте на чистке зубов. Их гибкая форма также позволяет избежать повреждения десен при излишнем давлении.

### Проверенная сила ультразвука



Удаляйте налет с помощью ультразвуковой технологии — это наш стандарт эффективной и бережной чистки. Щетинки совершают до 62 000 плавных движений за сеанс, что позволит чистить даже труднодоступные места для максимальной чистоты и здоровья зубной полости.

### Создано с помощью экспертов



Эта чистящая насадка "Все в одном" была создана в результате наших самых длительных исследований и разработок. Мы применили знания профессиональных стоматологов, экспертов по

здоровью полости рта, инженеров и проектировщиков, чтобы претворить в жизнь концепцию оптимальной чистящей насадки.

### Легко использовать



Чистящая насадка A3 Premium All-in-One полностью совместима с ручкой Philips Sonicare (см. список ниже). Просто вставьте ее до щелчка и снимите для удобной замены или очистки.

### Сменная чистящая насадка



Чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования, однако BrushSync заранее напомнит вам о необходимости замены. Зубная щетка с поддержкой BrushSync анализирует данные об использовании и уведомляет пользователя при необходимости заменить насадку на новую.

# Характеристики

## Дизайн и отделка

**Распознавание чистящей насадки**

**Цвет:** Черный

**Жесткость щетинок:** Средняя

**Индикаторные щетинки:** Синие индикаторные

щетинки выцветают

**Материал насадки щетки:** Мягкие и гибкие

резиновые ребра

**Размер:** Стандартный

## Совместимость

**Система чистящих насадок:** Сменные

**Подходит для этих моделей:** 2 Series Plaque Control,

2 Series Plaque Defense, Серия 2100, 3 Series для

более здоровых десен, DiamondClean, DiamondClean

9000, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,

ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For

Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, Prestige

9900, ProtectiveClean, Серия 1100, Серия 3100

**Несовместимо:** Philips One, Essence

## В комплекте

**Насадки:** A3 Premium All-in-One, 4 шт.

## Качество и эффективность

**Замена:** Каждые 3 месяца

**Протестировано:** для оптимального использования

