



Електрична зубна щітка OcClean Air2 Sonic Electric Toothbrush.

- Дякую за те, що використовуєте електричну зубну щітку OcClean Air2 Sonic Electric Toothbrush.
- Важлива інформація по техніці безпеки
 - Через високошвидкісні вібрації, під час першого використання зубною щіткою, Ви можете відчувати поколювання. Це відчуття зникне протягом 7 до 14 днів користування щіткою.
 - Якщо зубна щітка не використовується протягом тривалого часу, акумулятор розрядиться через енергоспоживання під час режиму очікування. Поставте зубну щітку на зарядку, але індикатор зарядки не загориться . Зачекайте 6–10 хвилин, поки зубна щітка повернеться до свого нормального стану.
 - Зубна щітка може нагріватися під час заряджання. Якщо зубна щітка нагрівається дуже сильно, негайно припиніть зарядку та/або вимкніть щітку та віднесіть її до авторизованого сервісного центру OcClean для діагностики.
 - Для зубної щітки можна використовувати лише спеціальні насадки OcClean. OcClean не несе відповідальності за наслідки використання неоригінальних насадок.
 - Зубна щітка призначена лише для чищення ротової порожнини. Не використовуйте її для інших цілей.
 - Зубна щітка є особистим предметом. Будь ласка, постарайтеся не ділити її ні з ким.
 - Зберігайте зубну щітку у прохолодному та сухому місці. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів на щітку.

Попередження для людей з підвищеною чутливістю ротової порожнини

- Наступним 3 категоріям осіб не рекомендується використовувати дану зубну щітку або тільки після консультування з професійним дантистом.
 - Особам, яким проводилися хірургічні втручання на пародонті, або які зараз проходять лікування. Особам, з погано підігнаними зубними протезами, деснами, що постійно кровоточать або будь-якими іншими симптомами, пов'язаними з порожниною рота.
 - Особам із підвищеною чутливістю ротової порожнини. Цей продукт не підходить для людей з обмеженими можливостями, психічними захворюваннями або без відповідного досвіду та знань, включаючи дітей віком 0-12 років. Якщо вони не використовуються під наглядом їх опікунів.
- Примітка:
- Будь ласка, вимкніть живлення, коли зарядна база не потрібна або перед чищенням.
 - Будь ласка, регулярно очищайте роз'єм живлення, щоб запобігти накопиченню пилу та бруду, що може знизити ефективність підзарядки.


Використання

- Увімкнути
- Запустіть зубну щітку коротким натисканням кнопки живлення, зубна щітка автоматично вимкнеться після завершення 2-хвилинного чищення.
- Перемикач інтенсивності
- OcClean Air2 має 2 типи 2-хвилинного плану чищення: Стандартне очищення (за замовчуванням) та Глибоке очищення. Щоб переключатися між рівнями інтенсивності, просто натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд у робочому стані.
- Індикація батареї
- Заряджайте зубну щітку, коли світиться червоний індикатор.




Рекомендований метод чищення зубів

- Час чищення
- Оральні експерти (стоматологи) рекомендують, щоб кожне чищення зубів тривало від 2 до 3 хвилин.



Рекомендовані жести для різних областей рота



Інструкції щодо використання



● Технічні характеристики	
Найменування	Електрична зубна щітка Oclean
Назва моделі	Oclean Air2
Вхідна потужність	2,5 Вт
Заряджання	USB–зарядний пристрій Oclean
Вхід	5В — 0.5А
Стандарт зарядки	5 В постійного струму/1 А або вище
Строк служби батареї	30 днів (*)
Місткість батареї	800 мАг (**)
Час зарядки	2,5 години (***)


* Підтверджено періодом чищення 2 хвилини двічі на день у режимі низької інтенсивності.
** Місткість батареї теоретично знаходиться в діапазоні ± 350 мАг.
*** Рекомендується використовувати зарядний пристрій USB 5В/0,5А.

- Процес заряджання
0% – 95%, індикатор живлення блимає.
95% –100%, індикатор живлення світиться постійно.

Перше використання
Час заряджання залежить від використання батареї користувачем.
Робочий процес
Якщо заряд батареї становить менше 5%, червоний індикатор блиматиме як нагадування про зарядку.

Нотатки:
Батарея не може бути замінена самими користувачами, а може бути замінена тільки персоналом авторизованого центру клієнтів Oclean. Неуповноваженим органам забороняється розбирати цей продукт. USB–кабель не може бути замінений неуповноваженою особою. Якщо пристрій було пошкоджено, зверніться до авторизованого сервісного центру Oclean для технічного обслуговування.
Будь ласка, використовуйте зарядний пристрій USB 5В/1А або 5В/2А мобільного телефону для заряджання. Наприклад, зарядний пристрій для iPhone, зарядний пристрій для планшета і т.д.
Якщо струм заряду менше 1 А, це може збільшити час заряджання.
Якщо напруга зарядного пристрою перевищує 5 В, це може призвести до пошкодження ланцюга заряджання.


- Очищення та технічне обслуговування



Очищення голівки щітки
Очистіть голівку щітки після використання та висушіть її на повітрі. Не тягніть за щетину, оскільки це може спричинити деформацію голівки щітки.



Очищення корпусу
Використовуйте чисту воду, щоб вимити поверхню ручки, протріть її м'якою тканиною та висушити на повітрі. Не натискайте на гумове кільце гострим предметом або металевим предметом, інакше воно може бути пошкоджене.



Очищення зарядного пристрою
Протріть брудні частини зарядного пристрою м'якою тканиною. Перед очищенням зарядного пристрою витягніть вилку акумулятора з розетки. Протріть поверхню зарядного пристрою вологою тканиною.



Зміна насадки
Стоматологи рекомендують міняти насадку кожні 2–3 місяці, щоб підтримувати оптимальне чищення зубів.

Загальні проблеми та рішення

- Нижче наведено деякі поширені проблеми, з якими можуть зіткнутися користувачі під час використання зубної щітки. Ці проблеми можуть легко вирішуватися користувачами за допомогою рішень, наведених нижче. Перш ніж звертатися до професійних послуг післяпродажного обслуговування, виконайте такі дії щодо усунення несправностей.

- 1 Сила вібрації стає слабкою
Можливі проблеми:
★ Зубна щітка дуже притиснута до зубів.
★ Зазор між голівкою щітки та корпусом дуже малий.
Рішення:
✓ Злегка прикладіть голівку щітки до зубів. Витягніть насадку щітки з корпусу або обережно вставте насадку щітки, залишивши достатньо місця між голівкою щітки та корпусом.

- 2 2. Зубна щітка працює недовго
★ Можливі проблеми:
Зарядна підставка не стикається із зарядним кільцем на корпусі, що може призвести до неправильної зарядки, що також можна визначити за світлодіодним індикатором.
Недостатній заряд акумулятора.
★ Рішення:
Очистіть підставку зарядного пристрою.
✓ Заряджайте триваліший період.
✓ Строк служби батареї минув. Якщо червоний індикатор світиться, зверніться до офіційного авторизованого центру Oclean для заміни зарядного пристрою.

- 3 Пристрій не працює
Можлива проблема:
★ Недостатня потужність батареї.
★ Рішення:
✓ Зарядіть зубну щітку.
Зверніться до офіційного центру підтримки Oclean для заміни батареї, якщо перший спосіб не допоміг.
Для отримання детальних консультацій Електронна пошта: service@oclean.com

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ ФКС

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація здійснюється при дотриманні наступних вимог: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.
Будь-які зміни або модифікації, які не схвалені у явній формі стороною, відповідальною за відповідність вимогам, можуть призвести до анулювання права користувача на експлуатацію обладнання.
ПРИМІТКА. Це обладнання було протестовано та визнано відповідним обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку. Ці обмеження призначені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод під час встановлення у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та випромінює електромагнітну енергію і, якщо воно встановлено та використовується не відповідно до інструкцій, можуть створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що перешкоди не виникнуть у конкретній установці.
Якщо це обладнання створює шкідливі перешкоди для радіо- або телевізійного прийому, які можна визначити, вимкнувши та ввімкнувши обладнання, користувач рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або декількома з наступних заходів:
– Змінити орієнтацію або місцезнаходження приймальної антени.
– Збільшити відстань між обладнанням та приймачем.
– Підключити обладнання до розетки іншого ланцюга, відмінного від того, до якого підключено приймач.
– Звернутися до дилера або досвідченого фахівця з радіо/телебачення.
Пристрій було оцінено на відповідність загальним вимогам радіочастотного випромінювання. Пристрій можна використовувати в портативному режимі дії без обмежень.

Гарантійний сертифікат Oclean Air2T Sonic

Інформація про користувача
Ім'я: _____ Тел.: _____ Е-Mail: _____
Адреса: _____ Поштовий індекс: _____

Інформація про продавця
Продавець: _____ Тел.: _____ Адреса: _____
Поштовий індекс: _____ Дата продажу: _____ Номер рахунку: _____

Інформація про товар
Тип товару: _____ Місце виробництва: _____

Гарантійний талон

Дата постачання	Опис несправності/причина/усунення	Використане обладнання	Дата приймання	Сервісний майстер

Будь ласка, запитайте звіт про технічне обслуговування в сервісному центрі та збережіть його разом із гарантійним талоном.
Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd. у суворій відповідності до Положення про відповідальність за технічне обслуговування, заміну та повернення побутової техніки пропонує гарантію для споживачів, які купують електричну зубну щітку Oclean Smart Sonic. У разі будь-якої невідповідності між пунктами обслуговування та положеннями гарантії, положення гарантії та зміст гарантійного сертифіката мають переважну силу.
Шеньчжень Yunding Information Technology Co., Ltd.
32G, Dachong Business Building (The Third Phase), Shennan Avenue North, Tong Gu Road West, Yuehai Street Communities, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Поштовий індекс: 518057
Якщо в продукті, який ви купуєте, виникла несправність, будь ласка, зв'яжіться за електронною поштою: service@oclean.com

Назва компонента	Токсичні та шкідливі речовини та елементи						Охорона навколишнього середовища
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
Блок друкованих плат	×	○	○	○	○	○	10 років
Пластикові елементи	○	○	○	○	○	○	
Металеві вироби	×	○	○	○	○	○	
Вібраційний двигун	×	○	○	○	○	○	
Акcesуари	×	○	○	○	○	○	5 років
Батарея	○	○	○	○	○	○	

Примітки

- Це вказує на те, що вміст токсичних та небезпечних речовин у всіх однорідних матеріалах цього компонента менший за граничну кількість, зазначену в директиві ГБ/Т 26572–2011;
× Це вказує на те, що вміст токсичних та небезпечних речовин хоча б в одному з однорідних матеріалів цього компонента перевищує граничну кількість, зазначену у директиві ГБ/Т 26572–2011;
Більшість матеріалів цього продукту виготовлені із екологічно чистих матеріалів. Цей продукт можна використовувати, не турбуючись про





Электрическая зубная щетка OcClean Air 2

- Спасибо, за то что используете электрическую зубную щетку OcClean Air2 Sonic Electric Toothbrush.
- Важная информация о технике безопасности
- Из-за высокоскоростных вибраций, во время первого использования зубной щеткой, Вы можете чувствовать покалывание. Это ощущение исчезнет на протяжении от 7 до 14 дней пользования щеткой.
 - Если зубная щетка не используется в течение длительного времени, аккумулятор разрядится из-за энергопотребления во время режима ожидания. Поставьте зубную щетку на зарядку, но индикатор зарядки загорится не сразу. Подождите 6 - 10 минут пока зубная щетка вернется к своему нормальному состоянию.
 - Зубная щетка может нагреваться в процессе подзарядки. Если зубная щетка нагревается очень сильно, немедленно прекратите зарядку и/или выключите щетку, и отнесите ее в авторизованный сервисный центр OcClean для диагностики.
 - Для зубной щетки можно использовать только специальные насадки OcClean. OcClean не несет ответственности за последствия использования не оригинальных насадок.
 - Зубная щетка предназначена только для чистки ротовой полости. Не используйте ее для других целей.
 - Зубная щетка является личным предметом. Пожалуйста, постарайтесь не делить ее ни с кем.
 - Храните зубную щетку в прохладном и сухом месте. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на щетку.

Предупреждение для людей с повышенной чувствительностью ротовой полости

- Следующим 3 категориям лиц не рекомендуется использовать данную зубную щетку, или только после консультирования с профессиональным дантистом.
 - Лицам, которым проводились хирургические вмешательства на пародонте, или которые на данный момент проходят лечение. Лицам, с плохо подогнанными зубными протезами, постоянно кровоточащими деснами или любыми другими симптомами, связанными с полостью рта.
 - Лицам с повышенной чувствительностью ротовой полости. Если это не указано опекуном, в противном случае эта зубная щетка не подходит для людей с ограниченными умственными и физическими способностями, а также для тех, у кого нет соответствующего опыта, а также для детей в возрасте до 12 лет. Примечание:
- * Пожалуйста, отключите питание, когда зарядная база не нужна или перед очисткой.
- * Пожалуйста, регулярно очищайте разъем питания, чтобы предотвратить накопление пыли и грязи, что может снизить эффективность подзарядки.


● Инструкция использования

- Включение
Запустите зубную щетку коротким нажатием кнопки питания, зубная щетка автоматически отключится через две минуты после завершения плана чистки.
- Переключатель интенсивности
OcClean Air2 имеет предустановленные 2 типа плана чистки на 2 минуты: стандартная очистка (по умолчанию) и глубокая очистка. Чтобы переключить интенсивность, просто нажмите и удерживайте кнопку питания в течение двух секунд в рабочем состоянии.
- Индикация батареи
Пожалуйста, зарядите зубную щетку, когда горит красный индикатор.




Рекомендуемый метод чистки зубов

- Время чистки
Оральные эксперты (стоматологи) рекомендуют, чтобы каждая чистка зубов длилась от 2 до 3 минут.



● Рекомендуемые жесты для разных областей рта



● Инструкций по использованию



Технические характеристики	
Наименование	Электрическая зубная щетка Oclean Air2 Sonic
Название модели	Oclean Air2
Входная мощность	2,5 Вт
Зарядка	USB–зарядное устройство Oclean
Вход	5В – 0.5А
Стандарт зарядки	5 В постоянного тока/1 А или выше
Срок службы батареи	30 дней (*)
Емкость батареи	800 мАч (**)
Время зарядки	2,5 часа (***)




* Подтверждено периодом чистки 2 минуты два раза в день в режиме низкой интенсивности.
** Емкость батареи теоретически находится в диапазоне ± 350 мАч.
*** Рекомендуется использовать зарядное устройство USB 5 В/0,5 А.

Процесс зарядки
0% – 95%, индикатор питания мигает.
95%–100%, индикатор питания горит постоянно.

Первое использование
Время зарядки зависит от использования батареи пользователем.

Рабочий процесс
Если заряд батареи составляет менее 5%, красный индикатор будет мигать в качестве напоминания о зарядке.

Заметки:
Батарея не может быть заменена самими пользователями а может быть заменена только персоналом авторизованного центра клиентов Oclean. Неуполномоченным органам запрещается разбирать этот продукт. Кабель USB не может быть заменен неуполномоченным лицом. Если изделие было повреждено, обратитесь в авторизованный сервисный центр Oclean для проведения технического обслуживания.
Пожалуйста, используйте зарядное устройство USB 5V/1A или 5V/2A мобильного телефона для зарядки. Например, зарядное устройство для iPhone, зарядное устройство для планшета и т. д.
Если ток заряда меньше 1 А, это может увеличить время зарядки.
Если напряжение зарядного устройства выше 5 В, это может привести к повреждению цепи зарядки.

Очистка и техническое обслуживание	
	Очистка головки щетки Очистите головку щетки после использования и высушите ее на воздухе. Не тяните за щетину, так как это может привести к деформации головки щетки.
	Очистка корпуса Используйте чистую воду, чтобы вымыть поверхность ручки, протрите ее мягкой тканью и высушите на воздухе. Не нажимайте на резиновое уплотнительное кольцо острым предметом или металлическим предметом, иначе оно может быть повреждено.
	Очистка зарядного устройства Протрите грязные части зарядного устройства мягкой тканью. Перед чистой зарядного устройства вытащите вилку аккумулятора из розетки. Протрите поверхность зарядного устройства влажной тканью.
	Смена насадки Стоматологи рекомендуют менять насадку каждые 2–3 месяца, чтобы поддерживать оптимальную чистку зубов.

Общие проблемы и решения
Ниже приведены некоторые распространенные проблемы, с которыми могут столкнуться пользователи при использовании зубной щетки. Эти проблемы могут быть легко решены пользователями с помощью решений, приведенных ниже. Прежде чем обращаться в профессиональные службы послепродажного обслуживания, выполните следующие действия по устранению неполадок.

Сила вибрации становится слабой
Возможные проблемы:
Зубная щетка слишком сильно прижата к зубам.
Зазор между головкой щетки и корпусом слишком мал.
Решения:
Слегка приложите головку щетки к зубам. Вытащите насадку щетки из корпуса или осторожно вставьте насадку щетки, оставив достаточно места между головкой щетки и корпусом.

Зубная щетка работает недолго
Возможные проблемы:
Зарядная подставка не соприкасается с зарядным кольцом на корпусе, что может привести к неправильной зарядке, что также можно определить по светодиодному индикатору.
Недостаточный заряд аккумулятора.
Решения:
Очистите подставку зарядного устройства.
Заряжайте более длительный период.
Срок службы батареи истек. Если горит красный индикатор на основании, обратитесь в официальный авторизованный центр Oclean для замены зарядного устройства.

Устройство не работает
Возможная проблема:
Недостаточная мощность батареи.
Решения: Пожалуйста, зарядите зубную щетку.
Обратитесь в официальный центр поддержки Oclean для замены батареи, если первый способ не помог.
Для получения подробных консультаций, Электронная почта: service@oclean.com

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФКС

Это устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не должно создавать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.
Любые изменения или модификации, не одобренные в явной форме стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ. Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 Правил Федеральной комиссии по связи. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, могут создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке.
Если это оборудование создает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, которые можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих мер:
– Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
– Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
– Подсоедините оборудование к розетке другой цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
– Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.
Устройство было оценено на соответствие общим требованиям к радиочастотному излучению. Устройство можно использовать в портативном режиме воздействия без ограничений.

Гарантийный сертификат электрической зубной щетки Oclean Air2T Sonic

Информация о пользователе
Имя: _____ Тел: _____ E-Mail: _____
Адрес: _____ Почтовый индекс: _____
Информация о продавце
Продавец: _____ Тел: _____ Адрес: _____
Почтовый индекс: _____ Дата продажи: _____ Номер счета: _____
Информация о товаре
Тип продукта: _____ Место производства: _____

Гарантийный сертификат

Дата поставки	Описание неисправности/причина/устранение	Использованное оборудование	Дата приемки	Сервисный мастер

Общие проблемы и решения
Ниже приведены некоторые распространенные проблемы, с которыми могут столкнуться пользователи при использовании зубной щетки. Эти проблемы могут быть легко решены пользователями с помощью решений, приведенных ниже. Прежде чем обращаться в профессиональные службы послепродажного обслуживания, выполните следующие действия по устранению неполадок. Сила вибрации становится слабой
Возможные проблемы:
Зубная щетка слишком сильно прижата к зубам.
Зазор между головкой щетки и корпусом слишком мал.
Решения:
Слегка приложите головку щетки к зубам. Вытащите насадку щетки из корпуса или осторожно вставьте насадку щетки, оставив достаточно места между головкой щетки и корпусом.

Название компонента	Токсичные и вредные вещества и элементы						Охрана окружающей среды
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
Блок печатных плат	×	○	○	○	○	○	10 лет
Пластиковые элементы	○	○	○	○	○	○	
Металлические изделия	×	○	○	○	○	○	
Вибрационный двигатель	×	○	○	○	○	○	
Аккумуляторы	×	○	○	○	○	○	5 лет
Батарея	○	○	○	○	○	○	

Примечание
Это указывает на то, что содержание токсичных и опасных веществ во всех однородных материалах этого компонента меньше предельного количества, указанного в директиве ГБ/Т 26572–2011.
Это указывает на то, что содержание токсичных и опасных веществ хотя бы в одном из однородных материалов этого компонента превышает предельное количество, указанное в директиве ГБ/Т 26572–2011;
Большинство материалов этого продукта изготовлены из экологически чистых материалов. Вы можете использовать этот продукт, не



OcClean Sonic Electric Toothbrush User Manual

Thank you for using OcClean Air2 Sonic Electric Toothbrush.

• Important Safety Tips

- 1 Due to the high-speed vibrations, it is normal to experience a tingling sensation while using the toothbrush for the first time. This feeling will gradually go away after 7 to 14 days.
- 2 If the toothbrush is not used for a long time, the battery will run out due to the power consumption from standby mode. This can be solved by charging, but the charging indicator on the brush will not light up instantly. Please wait for 6 - 10 minutes for the toothbrush to go back to the normal state.
- 3 It is normal for the toothbrush to heat up when it is charging. If the toothbrush becomes extremely hot, immediately stop charging and/or turn it off and send it to OcClean's authorized customer service center for checking.
- 4 The toothbrush can only be used with the OcClean special heads. OcClean will not be able to take any consequences caused by non-official brush head.
- 5 The toothbrush is for oral cleaning only. Please do not use it for other purposes.
- 6 The toothbrush is a personal cleaning item, please avoid sharing it with others.
- 7 Please store the toothbrush in a cool and dry place rather than anywhere exposes to direct sunlight.

Caution for Oral Sensitive Person:

- 1 The following 3 types of people are not recommended to use this toothbrush unless you have already consulted the professional dentists.
 - 2 The person who has undergone or is under treatment for periodontal surgery.
 - 3 The person with poor fitting dentures, continuously bleeding gums or any other oral related symptoms.
- The person whose oral is sensitive.

Unless directed by a guardian, otherwise this toothbrush is not suitable for people with reduced mental and physical capabilities, and those who lack related experience, and the children under the age of 12 are included.

Notes:

- * Please shut off the power when the charging base is needless or before cleaning.
- * Please regularly clean the power plug to prevent the accumulation of dust and dirt which can reduce the charging effect.

• Interaction Introduction

- 1 **Power On**
Start the toothbrush by short pressing the power button, the toothbrush will automatically shut down after a 2-mins brushing plan is finished.
- 2 **Intensity Switch**
OcClean Air2 has preset 2 types of 2mins brushing plan: Standard Cleaning(Default) and Deep Cleaning.
To switch the intensity, just long press the power button for 2s under working condition.
- 3 **Battery Indication**
Please charge the toothbrush when the red indicator light is on.

Bristle

Brush Head

ON/OFF Button

Short Press: Power On/Off
Long Press: Switch brushing intensity within standard mode and deep mode

Toothbrush Handle

There is a gap of about 0.5mm between the brush head and the handle to reserve a reasonable working space for the brush head.

Power Indicator

Charging status :
The white light flashes
Full Charge:
The white light shines
Low Battery:
The red light flashes fast


Annular Charging Interface

Magnetic Charging enables the toothbrush to be attracted and charged when it is close to the charging base.
Note: Please turn off the power when the charging is completed.


• Recommended Tooth Brushing Method

Brushing Time

Oral experts (Dentists) recommended that each brushing should be 2 to 3 minutes long.



• Recommended Gestures for Different Tooth Region



• Using Instructions



Firstly, please insert the brush head forwardly onto the toothbrush body well. A small gap of about 0.5mm should be left between the head and the main body so the brush head can function properly.



Secondly, please turn on the toothbrush when it has been put into your mouth with a small amount of soaked toothpaste to prevent toothpaste from splashing.



Thirdly, please make sure the bristles at 45° from the gum line and move the toothbrush slowly.



Fourthly, hold the toothbrush handle and slowly move it in a circular motion. Do not press too hard.



Finally, please gargle with clean water after brushing.

● Specifications	
Product Name	Oclean Air2 Sonic Electric Toothbrush
Model Name	Oclean Air2
Input Power	2.5W
Charging	Oclean USB Charger
Input	5V ≈ 0.5A
Charging Standard	DC 5V 1A or above
Battery Life	30 Days (*)
Battery Capacity	800 mAh (**))
Charging Time	2.5 Hours (***)
Standard	GB 4706.1-2005 GB4706.59-2008

* Validated by 2 minutes brushing period, twice a day with low intensity mode.

** The battery capacity theoretically has a capacity range of 350mAh.

*** It is suggested to use a USB charger of 5V ≈ 0.5A.

● Charging Process

0%-95%, the power indicator light flashes.
95%-100%, the Power Indicator light is constantly on.

First Use

Charging time depends on the battery life demand of user.

Working Process


If battery power is less than 5%, the red indicator light will flash as a charging reminder.

Notes:

The battery cannot be replaced by users themselves and can only be replaced by the staff in Oclean Authorized Client Center.
Unauthorized bodies are forbidden to disassemble this product. The USB cable cannot be replaced by unauthorized body. If the product was damaged, please contact the Oclean After-sale Center for maintenance.


Please use the USB charger of 5V/1A or 5V/2A of mobile phone to charge. Such as the iPhone Charger, Tablet Charger etc.
If the charge current is less than 1A, it may prolong the charging time.
If the charge voltage is higher than 5V, it may damage the charging circuit.

● Cleaning and Maintenance




Cleaning The Brush Head

Clean the brush head after use and air dry it.
Do not pull the bristles, because it may result in deformation of the brush head.



Cleaning The Body

Use clean water to wash the surface of handle and wipe it with soft cloth and air dry it. Do not press the rubber sealing ring with sharp item or metal object, otherwise it will be damaged.



Cleaning The Charger

Wipe the dirty parts of the charger with a soft cloth. Pull out the battery plug from the socket prior to cleaning the charger.
Wipe the surface of charger with wet cloth.



Changing The Head

It is suggested by dentists that the head should be changed every 2-3 months to maintain optimal brushing.

● Common Problems and Solutions

- The following are some common problems the users can face while using the toothbrush.
These problems can be easily solved by the users with the solutions given below. Please conduct the following trouble shooting techniques prior to contacting professional after-sale services.

The vibration strength becomes weak

Possible Problems:

- * The toothbrush is pressed too hard against the tooth.
- * The gap between the brush head and body is too loose or too tight.

Solutions:

- ✓ Lightly place the brush head on tooth. Pull the brush head from the body or gently insert the brush head leaving enough space between the brush head and body.

- The toothbrush functioning for short time

Possible Problems:

- * The charging cradle is not in contacted with the charging ring of the body, and may have resulted in improper charging which can also be detected by the LED light.
- * Insufficient battery charge.

Solutions:

- ✓ Clean the charger cradle.
 - ✓ Charge for longer period.
- Battery has completed its service life. If the red light of the foundation is on, please contact the Oclean Official Authorized Center for a replacement charger.

- The product is unable to work

Possible Problem:

- * Insufficient battery power.

Solutions:

- ✓ Please charge the toothbrush
- ✓ Please contact Oclean Official Support Center for a replacement battery if the first way doesn't help.

For detailed consultations,
Email: service@oclean.com

● FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



Guarantee Certificate

User Information

Name: _____ Tel: _____ E-Mail: _____
Address: _____ Zip Code: _____

Sales information

Name of Retailer: _____ Tel: _____ Sales Date: _____
Address: _____ Zip Code: _____ Invoice No: _____

Product Information

Type: _____ Production Place: _____

Warranty Card

Delivery Date	Fault description/ Reason/Disposal	Employed equipment	Acceptance date	Serviceman

Please ask for a maintenance report from the maintenance center and properly keep it with the warranty certificate. Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd., in strict accordance with the Responsibility Regulations on Maintenance, Replacement and Sales Return of Household Appliances, offers guarantee for customers who purchase Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush. In case of inconsistency between the service articles and the provisions of guarantee, the provisions of guarantee and the contents in the guarantee certificate shall govern.

Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

32G, Tower 3, Dachong Business Building(The Third Phase), Shennan Avenue North, Tong Gu Road West, Yuehai Street Communities, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Zip Code: 518057
If there is fault occurring in the product you purchase, please contact Email: service@oclean.com

Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection Term
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	x	○	○	○	○	○	10 Years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	
Metal Hardware	x	○	○	○	○	○	
Vibrating motor	x	○	○	○	○	○	
Accessories	x	○	○	○	○	○	5 Years
Battery	○	○	○	○	○	○	

Remark

○ The content of toxic and harmful substance in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;

x The content of toxic and harmful substance in at least one of the homogeneous materials of this component is over the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;

Most materials of this product adopt environment-friendly materials. You can use this product without worry of infringing environment-protection policies.