



MICRONEEDLE FACE ROLLER | 9 IN 1

- | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--|---|-------------------------|
| Skin Scan & Personal Routine Guide | SmartSonic Pulsation Technology | Red Light Active Regeneration Technology | DeepDerma Skin Renewal & Firming Technology | Cell Stimulation System |
| Impurities Prevention Technology | Fine Lines Refinement Technology | Energizing Cooling Technology | Detox Rose Quartz Spa Session | |

Насадки
у комплекті
**Rose Quartz
MicroNeedle
Cooling**




**Create your personal
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



ПЕРШІ КРОКИ

КРОК 1

Використовуй нашу спеціальну підставку, щоб прикріпити ролик MicroNeedle до свого пристрою. Не торкайся безпосередньо голок. Насадка складається з 540 голок діаметром 0,3 мм.

КРОК 2

Поклади охолоджувальний ролик у холодильник на кілька годин перед використанням. Потім прикріпи його до пристрою, щоб розпочати сеанс.

КРОК 3

Після завершення сеансу збризни ролик спиртовим спреєм, обертаючи його, щоб покрити всі без виключення ділянки. Дай ролик висохнути на повітрі. Потім закрій пристрій кришкою.



Насадка MicroNeedle

DeepDerma Skin Renewal




Звукові пульсації

Заспокоєння й розслаблення шкіри



Увімк/Вимк

Натисни і утримуй протягом 1–2 секунд



Охолоджувальна насадка

Свіжість і заряд енергії



Насадка з рожевого кварцу

Сяяння та детокс

ОПАНУЙ ПЕРШІ КРОКИ

Простимулюй шкіру за допомогою нашого ролика SmartAppGuided™ MicroNeedle Face & Body Roller | 9 in 1. Цей інноваційний косметичний пристрій постачається з мікроголками, охолоджувальною головкою та головкою з рожевого кварцу.



МІКРОНІДЛІНГ ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ

ПІДГОТУЙСЯ

Почни з очищення обличчя від макіяжу. Встанови насадку MicroNeedle на свій пристрій.

УВІМКНИ ПРИСТРІЙ

Щоб увімкнути пристрій із технологією SmartSonic Pulsation Technology, утримуй кнопку живлення протягом 2 секунд.

СКОРИСТАЙСЯ РОЛИКОМ

Поділи обличчя на чотири секції та приділи по 15 секунд кожній із них. Рухайся по вертикалі, горизонталі та діагоналі. Потім приділи по 60 секунд зонам шиї і декольте.

ЗАВЕРШИ СЕАНС

Вимкни пристрій, утримуючи кнопку живлення протягом 2 секунд, і нанеси сироватку GESKE на обличчя та шию. Дезинфікуй ролик і очищуй пристрій засобом для очищення пристроїв GESKE після кожного використання.



DETOX ROSE QUARTZ SPA SESSION

ПІДГОТУЙСЯ

Почни з очищення обличчя від макіяжу. Встанови ролик із кварцу на пристрій.

УВІМКНИ ПРИСТРІЙ

Щоб увімкнути пристрій із технологією SmartSonic Pulsation Technology, утримуй кнопку живлення протягом 2 секунд.

СКОРИСТАЙСЯ РОЛИКОМ

Пройдися вертикальними рухами по підборіддю та лінії щелепи. Поклади пристрій на обличчя та обережно пройди ним ділянками навколо очей та між очима протягом 15–30 секунд. Нарешті, приклади пристрій до лоба та пройди ним вертикальними рухами до лінії росту волосся.

ЗАВЕРШИ СЕАНС

Щоб вимкнути пристрій, утримуй кнопку живлення протягом 2 секунд. Дезинфікуй ролик і очищуй пристрій засобом для очищення пристроїв GESKE після кожного використання.

Create your personal Skincare Routine

and Download our GESKE App

Найсучасніший застосунок з інструкціями на основі ШІ
Відеосупроводжання шкіри
Експертні поради
Персоналізовані посібники
Винагороди за застосунок



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ. ПРОЧИТАЙ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

Перед першим використанням прочитай інформацію щодо безпеки. Зберігай обидві інструкції з використання.

Короткий огляд продукту

Цей пристрій — багатофункціональний ролік з мікроголками. Його можна безпечно використовувати до 2 разів на тиждень, максимум — 3 рази на тиждень. Не використовуй пристрій частіше. Це обмеження поширюється лише на найінтенсивнішу функцію пристрою: мікронділінг. Для максимальної безпеки та досягнення ідеальних результатів завжди дотримуйся персоналізованого плану догляду за шкірою, створеного за допомогою застосунку GESKE.

ПРИМІТКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням пристрою повністю ознайомся з цією інформацією щодо безпеки та Посібником із використання продукту. Обов'язково збережи копії обох документів, адже в них містяться важливі інформації щодо безпечного використання та вимоги до технічної та юридичної інформації. Пристрій є продуктом для догляду за шкірою для дорослих і не є медичним приладом чи продуктом, що має медичні або інші цінні властивості. Використання за призначенням також передбачає дотримання вимог Короткого посібника, наведених тут попереджувальні та персоналізовані рекомендації із застосунку GESKE. Пристрій передзаряджається, завдяки чому він може зручно використовуватися без дроту. Перед першим використанням пристрій необхідно повністю зарядити. Усе, що тобі потрібно — це USB-кабель для зарядки, який входить у комплект. Перша зарядка може тривати до восьми годин. Кабель має з'єднуватися з обома магнітними контактами у спеціальних металевих контактних точках пристрою. Якщо приєднання зарядного кабелю не відбувається, підключи його до джерела живлення та зочекай. Таким чином, відбувається повторна активація магнітного ефекту та автоматичне з'єднання контактів. Переконайся, що магнітні контакти з'єднуються лише з контактними точками пристрою та не з'єднуються з іншими металевими поверхнями.

Технічні характеристики

Матеріал: силікон, АБС, полікарбонат, нержавіюча сталь | **Температура зберігання:** від -5 до +60°C/від 23 до 140°F | **Акумулятор:** літій-іонний, 3,7 В | **Ємність акумулятора:** 140 мА·год | **Максимальний зарядний струм:** 140 мА | **Зарядна напруга:** 5 В | **Час заряджання:** близько 2,5 годин | Час роботи залежить від активованих технологій та використовуваного рівня інтенсивності. | **Інтерфейс:** USB | **Програми:** вібрація: 1 рівень швидкості, світлодіодна технологія: 1 колір

Продукт не придатний для використання за таких умов:

Якщо ти страждаєш на рак шкіри або маєш передракові зміни (актинічний кератоз), якщо ти страждаєш на геморагічні захворювання (вроджені порушення згортання крові) та/або приймаєш ліки, що впливають на згортання крові, після лазерного лікування чи хімічного пілінгу, після операції на обличчі (як косметичних, так і за медичними показаннями). Безпеку та ефективність продукту ніколи не оцінювали з будь-якими продуктами для догляду за шкірою та масками, окрім GESKE. Ми рекомендуємо використовувати продукт тільки з продуктами GESKE. Використання пристрою з іншими продуктами здійснюється на твій власний ризик. Після лазерного лікування або хімічного пілінгу. Після косметичних операцій на обличчі.

У наступних випадках обов'язково проконсультуйся з лікарем щодо того, чи підходить продукт для використання саме тобі:

Якщо у тебе є захворювання серця; якщо ти вагітна; якщо ти використовуєш дермальні філери або ін'єкції. Безпеку застосування під час вагітності не встановлено.

Додаткова інформація щодо використання:

Застосовуй тільки легкий тиск під час використання насадки з мікроголками. Мікронділінг може викликати легкий набряк чи призвести до утворення синців. Ретельно зволожуй шкіру після кожного сеансу. Уникай фізичних вправ і навантажень, плавання та тривалого перебування на сонці протягом 24 годин після сеансу мікронділінгу. Якщо неможливо уникнути перебування на сонці, використовуй сонцезахисний крем із високим фактором SPF. Не нанось макіяж протягом 24 годин після процедури. Уникай використання продуктів з кислотами та ароматизаторами, а також фізичних скрабів і експоліаторів під час та після сеансу мікронділінгу. Використання засобів з активними інгредієнтами, як-от вітамін С або ретинол, може призвести до інтенсивнішого подразнення шкіри. Якщо це подразнення зберігається протягом тривалого періоду, звернися за медичною допомогою. Дезинфікуй насадку з голками після кожного використання спиртовим спреєм і залишай її висохнути на повітрі. Не використовуй продукт на подразненій чи травмованій шкірі або відкритих ранах (як у разі будь-яких пошкоджень), за наявності бактеріальних або вірусних інфекцій шкіри (як у зоні використання, так і в інших місцях). Не використовуй продукт на невусах, родимках або інших (доброякісних) утвореннях шкіри. Цей продукт не призначений для лікування недоліків або захворювань шкіри. Якщо у тебе є шкірні захворювання або будь-які проблеми зі шкірою, проконсультуйся з дерматологом перед використанням цього продукту. Не використовуй продукт, якщо він 1) нетипово теплий; 2) механічно пошкоджений або деформований; 3) змінив колір. Якщо під час використання виникне біль та/або дискомфорт, припини використання та звернися до лікаря. Продукт може випромінювати інтенсивне світло, тому уникай нанесення його у напрямку відкритого ока чи біля ока. Зона навколо очей дуже чутлива. Обробляй цю зону з особливою обережністю та уникай будь-якого контакту продукту з повіками або самими очима. Використовуй продукт лише згідно з рекомендаціями, наданими у рамках твоєї персоналізованого плану догляду. З міркувань гігієни ми рекомендуємо не ділитися своїм пристроєм з іншими особами. Продукт призначений для косметичного використання на обличчі та частинах тіла, як зазначено в застосунку GESKE Beauty App. GESKE не несе відповідальності за шкідливі наслідки, спричинені використанням продукту на інших ділянках тіла чи іншим неправильним використанням, підключенням до невідповідних джерел напруги, забрудненням струмоводівної рідини чи кулюк. Перш ніж заряджати пристрій, завжди переконайся у тому, що вилка та розетка повністю сухі. У іншому випадку можливим є ураження електричним струмом, виникнення короткого замикання або пожежі. Не можна використовувати продукт, якщо він підключений до розетки.

Попередження

Ризик ураження у разі неправильного використання!

Використовуй продукт лише так, як описано у Короткому посібнику та відеоінструкціях. Якщо у тебе залишилися запитання, зв'яжися з нашою службою підтримки за адресою support@geske.com.

Ризик ураження у разі пожежі/займання!

Не гаси продукт водою. Не кидай продукт у вогонь.

Ризик ураження у разі несправності акумулятора!

Неналежне поводження з акумуляторами може спричинити неконтрольовану екзотермічну реакцію. У такому випадку негайно утилізуй продукт повністю належним чином.

Ризик травмування дітей!

Зберігай продукт у недоступному для дітей місці.

Ризик ураження електричним струмом!

Рідина може пошкодити схему заряджання та становити загрозу для твого здоров'я. Під час очищення від'єднуй продукт від зарядного кабелю/мережі.

Ризик ураження магнітними полями!

Магнітні поля можуть чинити вплив на механічні та електронні компоненти, наприклад, на кардіостимулятори. Не використовуй продукт у зоні безпосередньо над кардіостимулятором. За додатковою інформацією звернися до свого лікаря. Не розташовуй картки з магнітними смугами (як-от кредитні картки) поблизу продукту, оскільки магніти, що входять до складу продукту, можуть їх пошкодити.

Ризик пошкодження через зміну температури навколишнього середовища!

Зміна температури навколишнього середовища (як-от після транспортування) може призвести до утворення конденсату. У цьому випадку не використовуй продукт, поки він не адаптується до нової температури навколишнього середовища. Ніколи не піддавай продукт впливу прямих сонячних променів, надмірного тепла чи гарячої води.

Використання є безпечним за температури навколишнього середовища 50°C/122°F.

Ризик пошкодження через занадто тривале заряджання!

Після кожного процесу заряджання від'єднуй зарядний кабель від мережі.

Заряджання є безпечним за температури навколишнього середовища до 45°C/113°F.

Інформація про утилізацію пристрою та утилізацію відходів виробництва електричного та електронного обладнання (WEEE). Цей електроприлад вперше був випущений після 13 серпня 2005 року. Відповідно до європейської Директиви WEEE та національних норм електроприлади та електронні частини, що входять до комплексу постачання, заборонено утилізувати разом із побутовими відходами. Після закінчення терміну експлуатації продукт необхідно утилізувати в муніципальному пункті збору, щоб забезпечити екологічно безпечну утилізацію.

Примітки щодо батарей/аккумуляторів

Використання є безпечним за температури навколишнього середовища 50°C/122°F.

Ризик пошкодження через занадто тривале заряджання!

Після кожного процесу заряджання від'єднуй зарядний кабель від мережі.

Заряджання є безпечним за температури навколишнього середовища до 45°C/113°F.



Інформація про утилізацію пристрою та утилізацію відходів виробництва електричного та електронного обладнання (WEEE). Цей електроприлад вперше був випущений після 13 серпня 2005 року. Відповідно до європейської Директиви WEEE та національних норм електроприлади та електронні частини, що входять до комплексу постачання, заборонено утилізувати разом із побутовими відходами. Після закінчення терміну експлуатації продукт необхідно утилізувати в муніципальному пункті збору, щоб забезпечити екологічно безпечну утилізацію.

Примітки щодо батарей/аккумуляторів

У контексті розповсюдження батарей та акумуляторів, відповідно до європейських норм, ми зобов'язані інформувати тебе, споживача, про наступне: Споживач є юридично зобов'язаним повернути батареї та акумулятори. Після використання ти можеш повернути їх нам, віднести їх до муніципального пункту збору чи безкоштовно доставити їх місцевому дилеру. Батареї та акумулятори маркують таким чином:



Ці символи означають, що ти, як споживач, не можеш утилізувати батареї та акумулятори разом із побутовими відходами. Батареї та акумулятори, що містять шкідливі речовини, позначають одним із цих символів. Символ складається з перекресленого контейнера для відходів на колесах і хімічного символу важкого металу, який є основним забруднювачем. Якщо детально, вищезазначені символи означають:

Примітки щодо літєвих батарей/аккумуляторів

Ти можеш розпізнати літєві батареї та літєві акумулятори за наявністю хімічного символу Li⁺. Окрім наведеної вище інформації, ми також хотіли б зазначити наступне: Для утилізації літєвих батарей чи акумуляторів, повернення їх нам, доставити їх до муніципального пункту збору або задоці до місцевих роздрібних дилерів чи державних компаній з утилізації відходів, переконайся, що вони повністю розряджені. Ми також просимо тебе закрити контактні поверхні батарей, позначені як «+» і «-» липкою стрічкою, щоб запобігти ризику їх займання.



Товариство GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, щим заявляє, що всі електронні пристрої відповідають чинним умовам відповідних європейських директив 2014/30/ЄС та 2011/65/ЄС.

Обмеження відповідальності

Товариство GESKE Beauty Tech GmbH та/або його роздрібні продавці несуть відповідальність за збитки, спричинені навмисною чи грубою недбалістю товариства GESKE Beauty Tech GmbH, його представника чи довіреного агента, відповідно до законодавчих директив. За винятком випадків заподіяння шкоди життю, кінцівкам чи здоров'ю, а також порушення суттєвих договірних зобов'язань (основних зобов'язань), товариство GESKE Beauty Tech GmbH та/або його роздрібні торговці несуть відповідальність лише за збитки, які можуть бути спричинені навмисною чи грубою недбалістю. Це також стосується непрямих збитків, зокрема втраченої вигоди. Більше того, відповідальність перед споживачами внаслідок прийнятої гарантії, за винятком випадків навмисної чи грубої недбалості, або у випадку заподіяння шкоди життю, кінцівкам чи здоров'ю та порушення суттєвих договірних зобов'язань (основних зобов'язань), обмежується типовими, передбачуваними збитками на момент укладення договору, а також рівнем середніх збитків, характерних для цього договору. Це також стосується непрямих збитків, зокрема втраченої вигоди. Стосовно компаній, за винятком випадків заподіяння шкоди життю, кінцівкам чи здоров'ю або навмисної чи грубої недбалості з боку товариства GESKE Beauty Tech GmbH та/або його роздрібних продавців, відповідальність обмежується типовими, передбачуваними збитками на момент укладення договору, а також рівнем середніх збитків, характерних для цього договору. Це також стосується непрямих збитків, зокрема втраченої вигоди. Товариство не несе відповідальності за збитки, спричинені: недотриманням вимог цього посібника/неналежним використанням/несанкціонованими модифікаціями/технічними модифікаціями/використанням незатверджених запасних частин/використанням незатверджених аксесуарів. Претензії щодо відповідальності згідно з законодавством Німеччини про відповідальність за якість продукції залишаються незмінними.