


YUNMAI Massage Gun mini 2



Зроблено в Китаї



Будь ласка, відвідайте <https://www.yunmaiglobal.com>
Електронна пошта: support@yunmai.com
Instagram: [yunmaiglobal](#)
Facebook: Yunmai
Виробник: Шеньчженьська компанія Yunmai Technology Co., Ltd.
Адреса: Кімната 01, 18-19/F, будівля штаб-квартири Чивань,
вулиця Чжаошан, район Наньшань, Шеньчжень 518000, Гуандун
КНР



Інструкція користувача

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням. Для використання в майбутньому переконайтеся, що цей посібник зберігається належним чином. Даний прилад призначений для проведення інтенсивного перкусійного (ударного) масажу різних частин тіла людини, допомагає подолати втому, напругу, стрес, здатний посилити кровообіг, прискорити процес відновлення після тренувань або важкого трудового дня, збільшити обсяг рухів та еластичність м'язів, усунути негативні відчуття та дискомфорт.

Важлива інформація

Щоб зменшити ризик несправності, ураження електричним струмом, травм, пожежі, смерті та пошкодження обладнання, будь ласка, уважно прочитайте попередження в цьому посібнику перед використанням.

Заборони

- Використовувати цей пристрій неповнолітніми та травмованими особами суворо заборонено. У разі м'язової травми перед використанням пристрою проконсультуйтеся з лікарем.
- Не використовуйте пристрій на вологій або брудній шкірі. Його можна використати на предметах одягу. Користувачі можуть обережно натискати пристроєм на шкіру, переміщати його по різних точках, залишаючи в кожному конкретному місці приблизно на 60 секунд.
- Не використовуйте пристрій на частинах тіла вище шиї, а також на частинах тіла з меншим вмістом м'язів або кісток. Цей пристрій можна використовувати на м'яких тканинах тільки в тому випадку, якщо користувач не зазнає болю чи побічних реакцій.
- Не використовуйте пристрій на ділянках тіла з синцями, болями або побічними реакціями.
- Не ставте сторонні предмети у вентиляційний отвір пристрою.
- Не занурюйте пристрій у воду. Не допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори пристрою.
- Не розмицуйте пристрій усередині або поруч із джерелами вогню.
- Не кидайте пристрій навмисно.
- Не розбирайте пристрій.
- Пальці, волосся або інші частини тіла можуть бути затиснуті у стрижні та задній частині масажної насадки. Не вступаєте у тісний контакт із цими областями.
- Цей продукт призначений для дорослих віком від 18 років та старше. Неповнолітні та особи старше 60 років повинні використовувати його під наглядом, щоб уникнути нечасних випадків. Дітям віком до 8 років категорично заборонено використовувати цей продукт.

- Цей прилад не призначений для самостійного використання особами з обмеженими фізичними чи розумовими здібностями, або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони не будуть навчені та проінструктовані з питань використання приладу особами, відповідальними за їхню безпеку.

Рекомендації

- Особам, які мають одну з таких обставин, перед застосуванням слід проконсультуватися з лікарем.
- Вагітні жінки
- Людина, яка має кардіостимулятор
- Нещодавно переніс операцію
- Аномалії у хребті, суглобах чи кістках
- Ускладнення, спричинені іншими захворюваннями (наприклад, невротія або пошкодження сітківки)


Поточні дослідження зосереджені на впливі вібраційного тренування на особливі захворювання та можуть зменшити кількість вищезгаданих протипоказань. Практичний досвід показав, що поєднання лікування та вібраційного тренування у багатьох випадках також є різновидом терапії. Однак такий підхід повинен бути рекомендований лікарями, експертами чи терапевтами або проводитись у їх присутності.

Основна інформація про пристрій



- Індикатор швидкості
- Функціональна кнопка
- Індикатор нагрівання
- Порт зарядки
- Нагрівальна масажна насадка

Що в коробці



Інструкція користувача


Зарядний кабель

Масажний пістолет

Інструкція з експлуатації


(1) Встановлення

Будь ласка, встановлюйте насадку для масажу при вимкненому пристрої, як показано на малюнку.




Попередження

Нагрівальна масажна насадка не знімається. Будь ласка, встановлюйте або знімайте силіконову насадку при вимкненому пристрої. Перед запуском пристрою переконайтеся, що силіконова насадка встановлена міцно. Не регулюйте та не знімайте силіконову насадку під час використання, щоб уникнути защипування пальців.



Цей продукт має поверхню з підігрівом і має використовуватися з обережністю людьми, нечутливими до тепла.

(2) Увімкнення, Перемикання Швидкості, Перемикання Нагріву, Вимкнення




Увімкнення: Утримуйте кнопку функцій протягом 2 секунд для включення. Переключення Швидкості: Натисніть кнопку функцій для перемикання швидкості вибірачі. Є 3 швидкості для вибору. Перемикання Нагріву: Двічі натисніть кнопку функцій, щоб перейти до режиму підігріву. Вимкнення: утримуйте кнопку функцій протягом 2 секунд для вимкнення. Пристрій автоматично вимкнеться через 2 хвилини бездіяльності.

(3) Індикатори



Індикатор швидкості			Індикатор нагрівання		
Колір	Стан	Опис	Колір	Стан	Опис
Білий	о • •	Швидкість 1	Білий	о	Звичайний режим
Білий	о • •	Швидкість 2	Червоний	•	Режим нагріву
Білий	о • •	Швидкість 3			

(4) Зарядження



Увімкнення: Утримуйте кнопку функцій протягом 2 секунд для включення. Переключення Швидкості: Натисніть кнопку функцій для перемикання швидкості вибірачі. Є 3 швидкості для вибору. Перемикання Нагріву: Двічі натисніть кнопку функцій, щоб перейти до режиму підігріву. Вимкнення: утримуйте кнопку функцій протягом 2 секунд для вимкнення. Пристрій автоматично вимкнеться через 2 хвилини бездіяльності.

(5) Інструкції

- Виберіть та встановіть відповідну насадку для масажу. Увімкніть масажний пістолет і налаштуйте швидкість відповідно до особистих уподобань, рекомендується починати з низької швидкості.
- Аккуратно прикладіть насадку для масажу до області м'язів, яка потребує розслаблення, рухаючи її повільно вперед та назад. Якщо є конкретне хворе місце, додайте відповідний тиск на це місце і утримуйте його там протягом 15-30 секунд.
- Будьте уважні до сили удару масажного пістолета; уникайте надлишкового тиску, щоб запобігти можливим ушкодженням м'язів і кісток.
- Рекомендується використовувати масажний пістолет в добре розвинених м'язових областях та уникати затримки в одному місці понад 60 секунд.
- Тривалість масажу, що рекомендується – 10 хвилин. Якщо біль зберігається, ви можете продовжити час масажу за необхідності.
- Тривалість окремих сеансів не повинна перевищувати 15 хвилин, а безперервне використання – 30 хвилин.
- Суворо дотримуйтеся інструкцій у цьому посібнику правильної експлуатації товару.

Параметри пристрою

Найменування пристрою: YUNMAI Massage Gun mini 2
Модель: YMG-M356
Батарея: літєва батарея, що перезаряджається
Місткість батареї: 1500 mAh
Номинальна напруга: 5V 2A
Роз'єм для зарядження: Тип-C
Робоча температура: 0~75°C
Робоча вологість: 30~75%
Габарити: 120.5 × 138.4 × 47 мм
Вага: Приблизно 383 г

Поширені запитання

Усунення несправностей під час роботи масажного пістолета	
Опис несправності	Усунення несправностей
Пристрій не запускається	Перевірте, чи достатньо потужності (якщо пристрій тривалий час не використовувався, заряджайте його більше 4 годин).
Пристрій не заряджається	Перевірте, чи правильно підключено кабель для зарядження до джерела живлення.
Пристрій раптово зупиняється після 15 хвилин безперервної роботи	Це явище є нормальним, оскільки воно викликане налаштуванням захисту від тривалої роботи, який перемикає з робочого режиму в режим очікування. Пристрій можна перезапустити коротким натисканням.
Пристрій перестає працювати після того, як масажна насадка стикається з явищем блокування ротора	Це явище є нормальним, оскільки воно викликане налаштуванням захисту від ненормальної роботи, що перемикає з робочого режиму в режим очікування. Пристрій можна перезапустити коротким натисканням.

Розумне використання пристрою може ефективно продовжити термін служби.


Пропозиції:

- Не кидайте пристрій під час використання.
- Максимальний час безперервної роботи повинен становити не більше 30 хвилин.
- Заряджайте пристрій раз на два місяці, якщо він не використовується протягом тривалого часу.

Зберігання та транспортування

- Зберігайте масажний пістолет у прохолодному, сухому місці, далеко від прямих сонячних променів та вологи.
- Уникайте зберігання масажного пістолета в приміщенні з вологістю менше 30% або більше 90%, температурою понад 40°C або нижче 0°C. Тримайте його подалі від вологи, джерел води, тепла та корозійних засобів, щоб запобігти проблемам роботи акумулятора.
- Під час зберігання або перенесення масажного пістолета на вулиці помістіть його в сумку для перенесення.
- Уникайте ударів, тиску, падіння, кидання або подрагивань масажного пістолета.
- Цей продукт підходить для транспортування на автомобілях, поїздах, кораблях, літаках тощо.
- Під час транспортування переконайтеся, що масажний пістолет надійно закріплений вертикально, уникаючи стиснення та запобігаючи сильній вібрації, запобігаючи, коливанням та падінню.
- Якщо масажний пістолет не використовувався тривалий час, перезарядіть його щонайменше за 4 години перед повторним використанням.

Інформація про WEEE




Директива щодо батарей – інформація для користувачів

У Європейському Союзі ця етикетка вказує на те, що батареї в цьому виробі слід збирати окремо та не викидати разом із побутовими відходами. Речовини в батареях можуть мати потенційно негативний вплив на здоров'я та навколишнє середовище, і ви граєте роль у переробці відпрацьованих батарей, тим самим сприяючи захисту, збереженню та покращенню якості навколишнього середовища. Вам слід звернутися до місцевих органів влади або продавця для отримання детальної інформації про схеми збору та переробки.

Декларація відповідності ЄС

Ми, компанія Shenzhen Yunmai Technology Co., Ltd, цим заявляємо, що це обладнання CE відповідає застосовним директивам, європейським нормам та поправкам. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за такою інтернет-адресою: www.yunmaiglobal.com.

YUNMAI Massage Gun mini 2



User Manual

Made in China



Please visit <https://www.yunmaiglobal.com>

Email: support@iyunmai.com

Instagram: [yunmaiglobal](https://www.instagram.com/yunmaiglobal)

Facebook: Yunmai

Manufacturer: Shenzhen Yunmai Technology Co., Ltd.

Address: Room 01, 18-19 / F, Chiwan Headquarters Building
Zhaoshang Street, Nanshan District, Shenzhen 518000
Guangdong P.R. China



Please read this manual carefully before use. For future reference, please ensure this manual is properly kept.

This device is designed for intensive percussion (shock) massage of various parts of the human body, helps overcome fatigue, tension, stress, can increase blood circulation, speed up the recovery process after training or a hard day at work, increase range of motion and muscle elasticity, eliminate negative sensations and discomfort.

Key Information

To reduce risks of malfunction, electric shock, injury, fire, death and damage to equipment, please read all statements and warnings in this manual carefully before use.

Prohibitions

- The use of this product by underaged and injured persons is strictly prohibited. In the event of muscle injury, please consult your physician before using this product.
- Do not use this product on wet or dirty skin. This product can be used on clothed areas. Users can press this product on the skin gently, move it along different spots, letting it stay at each particular spot for about 60 seconds.
- Do not use this product on body parts above the neck, nor on body parts with less muscle or bone content. This product can only be used on soft tissues when the user does not experience pain or adverse reactions.
- Do not use this product on body parts with bruises, pain or adverse reaction.
- Do not place other objects in the vent of the product.
- Do not immerse the product in water. Do not allow water to enter the vents of the product.
- Do not place the product in or near sources of fire.
- Do not throw or drop the product on purpose.
- Do not disassemble the product.
- Please do not put your fingers, hair or other parts of the body close to the gap between the massage head and the massage gun to avoid being trapped while the device is in operation.
- This product is intended for adults aged 18 and above. Minors and individuals over 60 years old should use it under supervision to prevent accidents. Children under the age of 8 are strictly prohibited from using this product.
- This product is not intended for independent use by individuals with limited physical or mental capabilities, or with insufficient experience and knowledge, unless they have been trained and instructed on the use of the product by individuals responsible for their safety.


Statement

Those having any one of the following circumstances shall consult the doctor before using the product.


- Pregnant women
- Pacemaker wearer
- Undergone surgery recently
- Abnormalities in spines, joints or bones
- Complications caused by other diseases (such as neuropathy or retinal damage)

Current research focuses on the influence of vibrational training on special medical conditions and may reduce the scope for the above-mentioned contraindications. Practical experience has shown that the combination of treatment and vibrational training also serves as a type of therapy in many circumstances. However, such an approach should be recommended by physicians, experts or therapists or be conducted in their presence.

Product Introduction




Packing List



Operation Guide


(1) Installation

Please install the silicone massage head when the product is turned off, as shown in the picture, rotate the silicone massage head onto the massage gun.




Warning

The heating massage head is not removable. Please install or remove the silicone massage head when the device is turned off. Ensure that the silicone massage head is installed firmly before starting the device. Do not adjust or remove the silicone massage head during use to avoid pinching your fingers.



This product has a heating surface, and it must be used with caution by individuals insensitive to heat.


(2) Power On, Speed Switch, Heating Switch, Power Off



Indicator Lights


Power On: Press and hold the function button for 2 seconds to turn on the device.
Speed Switch: Press the function button to switch the vibration speed. There are 3 speeds to choose from.
Heating Switch: Double-click the function button to switch to heating mode.
Power Off: After powering on, press and hold the function button for 2 seconds to turn it off. The device will automatically turn off after 2 minutes of no operation.

(3) Indicator Lights



Speed Indicator Light			Heating Indicator Light		
Color	Status	Description	Color	Status	Description
White	○ ● ●	Speed 1	White	○	Normal Mode
White	○ ○ ●	Speed 2	Red	●	Heating Mode
White	○ ○ ○	Speed 3			

(4) Charging



Non-charging State			Charging Status		
Indicator Light color	Status	Battery Level	Indicator Light Status	Status	Battery Level
Red	● ● ●	<10%	White Light Blinking	○ ● ●	5%~49%
			White Light Blinking	○ ○ ●	50%~79%
			White Light Blinking	○ ○ ○	80%~99%
			White Light On	○ ○ ○	100%

Notice

It is prohibited to use the massage gun while charging! When the indicator light is stably on, charging is complete. Please unplug the charging cable promptly.

(5) Instructions

- Select and install the appropriate massage head. Turn on the massage gun and adjust the speed according to personal preference, it is recommended to start with a low speed. Gently apply the massage head to the muscle area that needs relaxation, moving it back and forth slowly. If there's a specific sore spot, apply appropriate pressure to the sore spot and hold it there for 15 to 30 seconds.
- Be mindful of the inherent impact force of the massage gun; avoid excessive pressure to prevent potential muscle and bone damage.
- It is recommended to use the massage gun on well-developed muscle areas and avoid staying in one spot for more than 60 seconds.
- The recommended massage duration is 10 minutes. If soreness persists, you can extend the massage time as needed.
- Keep individual sessions under 15 minutes and continuous use under 30 minutes. Strictly follow the instructions in this manual for proper product operation.

Specification

Product Name: YUNMAI Massage Gun mini 2
Model No.: YMFG-M356
Battery Type: Rechargeable lithium battery
Battery Capacity: 1500mAh
Rated Input: 5V = 2A
Charge Interface: Type-C
Working Temperature: 0~40°C
Working Humidity: 30~75%
Dimensions: 120.5 × 138.4 × 47 mm Weight: Approximately 383g

Frequently Asked Questions

Troubleshooting of Massage Gun Operation	
Fault description	Troubleshooting
The product cannot be started	Check whether the power is sufficient (if the product has not been used for a long time, please charge it for more than 4 hours)
The product cannot be charged	Check whether the charging connector and power supply are plugged in place
The product stops suddenly after 15 minutes of continuous operation	This phenomenon is normal as it is caused by the setting for long-term operation protection, which switches from operation to standby mode. And the product can be restarted through short pressing
The product stops working after the massage head encounters the phenomenon of locked-rotor	This phenomenon is normal as it is caused by the setting for abnormal operation protection, which switches from operation to standby mode. And the product can be restarted through short pressing.

Reasonable use of the product can effectively extend its service life.

Suggestions:

- Do not throw the product during use.
- Keep the maximum continuous service time lower than 30 minutes.
- Please charge the product every 2 months if it is not used for a long time.

Storage and Transportation

- Please store the massage gun in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Please avoid storing the massage gun in environments outside 30%~90% humidity, temperatures above 40°C, or below 0°C. Keep it away from moisture, water sources, heat sources, and corrosive environments to prevent battery performance issues.
- When storing or carrying the massage gun outdoors, please place it in a portable storage bag.
- Please avoid impacting, pressuring, dropping, throwing, or scratching the massage gun. This product is suitable for transportation by car, train, ship, airplane, etc.
- During the transportation, please ensure the massage gun is securely positioned upright, avoiding compression, and preventing severe vibrations, collisions, rolling, and falling. If the massage gun has not been used for a long time, please recharge it for at least 4 hours before reuse.

WEEE Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Battery Directive - Information for Users

In the European Union, this label indicates that the batteries in this product should be collected separately and not be disposed of with household waste. Substances in batteries can have a potential negative impact on health and environment and you have a role in recycling waste batteries thus contributing to the protection, preservation, and improvement of the quality of the environment. You should contact your local authority or retailer for details of the collection and recycling schemes.

EU Declaration of Conformity

We, Shenzhen Yunmai Technology Co., Ltd., hereby declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.yunmaiglobal.com>